

Медицинский металлический шкаф Промет HILFE МД 2 1670/SG

Шафы и сейфы



ПРОМЕТ
 Сохраняем без потерь

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Медицинский металлический шкаф Промет HILFE МД 2 1670/SG

Медицинский металлический шкаф Промет HILFE МД 2 1670/SG предназначен для хранения медикаментов, медицинских инструментов, расходных материалов, больничной документации и карточек пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, поликлиниках, стационарах, лабораториях и других медицинских организациях.

Шкаф изготовлен из стали с гигиенически безопасным коррозионно-устойчивым порошковым покрытием белого цвета (RAL 9003), устойчивым к регулярной санитарной обработке. Верхнее отделение оснащено двумя стеклянными дверями с хромированными магнитными защёлками, обеспечивающими надёжную фиксацию в закрытом положении. Нижнее отделение оборудовано двумя металлическими дверями с ключевыми замками HILFE, имеющими около 2 000 комбинаций.

Внутреннее пространство шкафа разделено четырьмя полками для удобного хранения медицинских изделий и документации. Металлические полки выдерживают нагрузку до 30 кг, стеклянные – до 10 кг. Шкаф поставляется в разобранном виде и комплектуется регулируемыми опорами для устойчивой установки. При необходимости нижнее отделение может быть дополнительно оснащено внутренним трейзером.

Особенности

- Предназначен для хранения медикаментов, инструментов и медицинской документации.
- Прочная стальная конструкция.
- Четыре двери: две стеклянные и две металлические.
- Стеклянные двери изготовлены из стекла толщиной 4 мм.
- Стеклянные полки толщиной 5 мм.
- Хромированные магнитные защёлки надёжно фиксируют стеклянные двери.
- Металлические двери оборудованы ключевыми замками HILFE.
- Ключевые замки имеют 2 000 комбинаций.
- Максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг.
- Максимальная нагрузка на стеклянную полку – 10 кг.
- Гигиенически безопасное коррозионно-устойчивое порошковое покрытие.
- Белое исполнение по цвету RAL 9003.
- Поставляется в разобранном виде.
- Комплектуется четырьмя регулируемыми опорами.
- Предусмотрена возможность установки трейзера МД 1 1650 или МД 2 1670 в нижнее отделение.
- Доступно изготовление в цветах RAL-610-1 и RAL-710-1 под заказ.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Хранение медикаментов, инструментов и медицинской документации
Количество дверей	4
Количество полок	4
Толщина стекла дверей	4 мм
Толщина стеклянных полок	5 мм
Максимальная нагрузка на металлическую полку	30 кг

Максимальная нагрузка на стеклянную полку	10 кг
Тип замков	Ключевые HILFE
Количество комбинаций замка	2 000
Фиксация стеклянных дверей	Хромированные магнитные защёлки
Покрытие	Гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
Цвет	Белый (RAL 9003)
Дополнительные цвета	RAL-610-1, RAL-710-1 (под заказ)
Поставка	В разобранном виде
Гарантия	1 год
КВМИ	270000 – шкаф медицинский для хранения инструментов
КТРУ	32.50.30.110-00000077

Показания к применению

- Хранение медикаментов.
- Размещение медицинских инструментов.
- Хранение расходных материалов.
- Хранение больничной документации.
- Размещение карточек пациентов.
- Оснащение медицинских кабинетов, лабораторий, процедурных и стационарных отделений.

Комплект поставки

- Медицинский шкаф HILFE МД 2 1670/SG (в разобранном виде).
- Комплект полок.
- Четыре регулируемые опоры.
- Комплект ключевых замков и ключей.
- Комплект крепёжных элементов.
- Паспорт (руководство по сборке и эксплуатации).

Преимущества

- Предназначен для хранения медикаментов, медицинских инструментов и документации.
- Стальная конструкция обеспечивает прочность и длительный срок службы.
- Четыре двери позволяют организовать раздельное хранение различных категорий медицинских изделий.
- Верхнее отделение со стеклянными дверями обеспечивает удобный визуальный контроль содержимого.
- Стеклянные двери оснащены хромированными магнитными защёлками для надёжной фиксации.
- Нижнее отделение оборудовано ключевыми замками HILFE с 2 000 комбинаций.
- Четыре полки позволяют рационально организовать внутреннее пространство шкафа.
- Металлические полки выдерживают нагрузку до 30 кг.
- Стеклянные полки рассчитаны на нагрузку до 10 кг.
- Стеклянные двери изготовлены из стекла толщиной 4 мм.
- Стеклянные полки выполнены из стекла толщиной 5 мм.
- Гигиенически безопасное порошковое покрытие устойчиво к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
- Четыре регулируемые опоры обеспечивают устойчивую установку шкафа.
- Поставка в разобранном виде упрощает транспортировку и занос в помещения.
- Предусмотрена возможность установки трейзера МД 1 1650 или МД 2 1670 в нижнее отделение.
- Доступно исполнение в стандартном белом цвете RAL 9003 и окраска в дополнительные цвета по заказу.
- Подходит для эксплуатации в медицинских учреждениях различного профиля.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Промет
Страна бренда	Россия

Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040287.pdf
Габариты, мм	1655×700×320
Вес, кг	35.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.