

# Медицинский монокулярный микроскоп Биомед 1

Медицинские микроскопы    Арт. 01101



## Ваша цена

Розница  
**8 160 руб.**

Оптовая цена  
**7 956 руб.**

БИОМЕД

Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский монокулярный микроскоп Биомед 1

Микроскоп Биомед 1 – медицинский монокулярный микроскоп для наблюдений и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Предназначен для диагностики и исследований в областях гематологии, дерматологии, урологии, пульмонологии и других медицинских дисциплинах, а также в биологии, зоологии, экологии и образовательных учреждениях.

Микроскоп оснащён монокулярной насадкой с выдвигаемым тубусом, трёхгнездной револьверной головкой и ахроматическими объективами. Источник света – зеркало, что позволяет использовать прибор без подключения к электросети.

### Особенности

- Монокулярная насадка с выдвигаемым тубусом.
- Револьверная головка на три гнезда.
- Ахроматические объективы 4x 0,1, 10x 0,25, 40x 0,65.
- Широкопольные окуляры 10x и 16x.
- Прямоугольный неподвижный предметный столик.
- Линейное поле зрения 18 мм.
- Использование зеркала в качестве источника света.
- Простота в эксплуатации и обслуживании.

### Технические характеристики

Характеристика	Параметр
Методы исследования	Светлое поле
Увеличение, крат	от 40 до 640
Насадка	Монокулярная с выдвигаемым тубусом
Револьверная головка	3-гнездная
Объективы	Ахроматы: 4x 0,1, 10x 0,25, 40x 0,65
Широкопольные окуляры	10x, 16x
Линейное поле зрения, мм	18
Предметный столик	Прямоугольный неподвижный
Источник света	Зеркало

## Преимущества

- Монокулярная конструкция с выдвигаемым тубусом обеспечивает удобное наблюдение и точную фокусировку.
- Револьверная головка на три гнезда позволяет быстро переключать объективы для различных увеличений.

- Ахроматические объективы 4x 0,1, 10x 0,25 и 40x 0,65 обеспечивают чёткое изображение без хроматических аберраций.
- Прямоугольный неподвижный предметный столик облегчает размещение препаратов и обеспечивает стабильность.
- Линейное поле зрения 18 мм обеспечивает обзор достаточной площади образца.
- Использование зеркала в качестве источника света не требует подключения к электросети и позволяет работать в любых условиях освещения.
- Компактный и прочный корпус облегчает транспортировку и эксплуатацию в разных помещениях.
- Простое обслуживание и надежность в работе обеспечивают долгий срок эксплуатации.
- Подходит для применения в клинических лабораториях, учебных и исследовательских учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	01101
Бренд	Биомед
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001669.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001669.pdf</a>
Габариты, мм	210 × 135 × 310
Вес, кг	2.5
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.