

## Медицинский морозильник ПОЗИС ММШ-350

Медицинские морозильники



### Ваша цена

Розница  
**266 304 руб.**

Оптовая цена  
**259 646 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °С: -18...-40
- Общий объём, л: 290
- Объём морозильной камеры, л: 290

## Описание

### Медицинский морозильник ПОЗИС ММШ-350

Медицинский морозильник ПОЗИС ММШ-350 предназначен для длительного хранения замороженной плазмы крови, её компонентов, продуктов крови, костной ткани и других биологических образцов. Он может использоваться в банках крови, лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, лабораториях, диагностических центрах, аптеках и научно-исследовательских учреждениях. Морозильник выполнен в виде напольного шкафа с металлической дверью с замком.

Устройство оснащено микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком, дополнительными внутренними дверцами, закрывающими полки по высоте всего объёма и предотвращающими нежелательный воздухообмен между отделениями. Морозильник обеспечивает автоматическое поддержание температуры и сигнализацию при отклонениях от установленного диапазона. Для хранения контейнеров предусмотрены 6 кассет из полистирола. Для удобного перемещения морозильника предусмотрены 4 поворотные колёса.

### Особенности

- микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком;
- металлическая дверь с замком и дополнительные внутренние дверцы;
- автоматическое поддержание температуры в камере;
- звуковая сигнализация при отклонении температуры от установленного диапазона;
- отображение температуры на экране блока управления;
- кассеты из полистирола для контейнеров – 6 шт.;
- теплоизоляция из пенополиуретана;
- 4 поворотные колёса для перемещения.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Термокарта	наличие
Расход электроэнергии при +25 °С	не более 1,7 кВт·ч/сутки
Климатический класс	УХЛ 4.2
Степень защиты	IP20
Количество отделений и кассет	6 шт.
Размеры внутренней камеры (Ш × Г × В)	360 × 550 × 1 423 мм
Условия эксплуатации	температура окружающей среды +10...+35 °С; относительная влажность до 80 % при +25 °С
Средний срок службы	10 лет

## Преимущества

- Температурный диапазон от  $-18^{\circ}\text{C}$  до  $-40^{\circ}\text{C}$  — обеспечивает надёжное длительное хранение замороженных биологических материалов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем — позволяет точно задавать и контролировать температуру морозильной камеры.
- Система аварийной сигнализации — предупреждает о отклонениях температуры от заданного диапазона и об отключении питания.
- Встроенный замок — защищает содержимое морозильника от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция из пенополиуретана — минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Корпус из металла с дополнительными внутренними дверцами — устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами и предотвращает нежелательный воздухообмен между отделениями.
- Регулируемые полки и 6 кассет из полистирола — позволяют удобно размещать контейнеры с кровью и биоматериалы.
- Внутреннее освещение — обеспечивает обзор содержимого камеры даже при низком уровне внешнего освещения.
- Автономное сохранение холода — поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
- Поворотные колёса — упрощают перемещение морозильника внутри помещения.
- Простота эксплуатации и обслуживания — интуитивно понятное управление и удобный доступ ко всем внутренним компонентам.
- Энергонезависимая запись температуры и термокарта — обеспечивает контроль и документирование температурного режима.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	POZIS
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021461.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021461.pdf</a>
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в морозильной камере, °C</b>	-18...-40
<b>Общий объём, л</b>	290
<b>Объём морозильной камеры, л</b>	290
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Хладагент</b>	R404a (озонобезопасный)
<b>Максимальный шум, дБ</b>	55
<b>Габариты, мм</b>	730 (с ручкой) × 860 × 2 050
<b>Вес, кг</b>	125
<b>Вес в упаковке, кг</b>	140
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	760 × 890 × 2 150
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	400
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.