

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23B-1

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница
29 131 руб.

Оптовая цена
28 871 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23B-1

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23B-1 – аспирационный аппарат для удаления биологических жидкостей, газов и частиц тканей из операционных ран и полостей во время хирургических вмешательств и в послеоперационном периоде.

Модель применяется в хирургической практике, эндоскопии, гинекологии и других направлениях медицинской деятельности, где требуется стабильная и эффективная аспирация. Передвижная конструкция позволяет удобно использовать оборудование в условиях медицинского учреждения.

Корпус отсасывателя выполнен из металла и установлен на четырёх манёвренных колёсах для удобного перемещения между кабинетами и операционными помещениями. Управление осуществляется кнопкой включения и механическим поворотным регулятором давления.

Для визуального контроля рабочих параметров предусмотрен вакуумметр со шкалой и стрелочным индикатором. Для повышения удобства во время операций устройство комплектуется ножной педалью управления.

Отсасыватель оснащён двумя стеклянными банками-сборниками, одна из которых оборудована поплавковым клапаном защиты от переполнения. В комплект также входит металлический наконечник для проведения полостной аспирации.

Особенности

- Передвижное исполнение для эксплуатации в условиях медицинского учреждения.
- Металлический корпус для интенсивного применения.
- Четыре манёвренных колеса для удобного перемещения.
- Простое управление одной кнопкой и поворотным регулятором давления.
- Встроенный вакуумметр со стрелочной индикацией.
- Ножная педаль для бесконтактного включения.
- Две стеклянные банки-сборника.
- Поплавковый клапан защиты от переполнения.
- Воздушный фильтр для дополнительной защиты оборудования.
- Возможность замены воздушных фильтров.
- Металлический наконечник для полостной аспирации.
- Непрерывная работа до 4 часов.
- Низкий уровень шума.

Комплект поставки

- Отсасыватель Armed 7A-23B-1.
- Воздушный фильтр.
- Клапан от перелива.
- Банка-сборник – 2 шт.
- Соединительная трубка – 2 шт.
- Металлический наконечник для полостей.
- Катетер – 1 шт.
- Ножная педаль-выключатель.
- Комплект документации.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|----------------|
| Тип отсасывателя | передвижной |
| Материал корпуса | металл |
| Количество банок-сборников | 2 шт. |
| Материал банки-сборника | стекло |
| Производительность | 40 л/мин |
| Диапазон отрицательного давления | 20–90 кПа |
| Объём банки-сборника | 2 500 мл |
| Уровень шума | не более 60 дБ |
| Цикл работы | 240/15 мин |
| Гарантия | 1 год |

Преимущества

- Передвижная конструкция на манёвренных колёсах обеспечивает удобное перемещение между кабинетами и операционными.
- Металлический корпус рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Компактное исполнение облегчает размещение оборудования в рабочем пространстве.
- Механический поворотный регулятор позволяет точно настраивать интенсивность аспирации.
- Управление осуществляется одной кнопкой включения.
- Встроенный вакуумметр обеспечивает визуальный контроль уровня отрицательного давления.
- Ножная педаль позволяет управлять работой устройства без использования рук.
- Две стеклянные банки-сборника по 2 500 мл обеспечивают достаточный объём для проведения продолжительных вмешательств.
- Поплавковый клапан автоматически предотвращает переполнение накопительной ёмкости.
- Воздушный фильтр обеспечивает дополнительную защиту внутренних узлов оборудования.
- Предусмотрена возможность замены воздушных фильтров.
- Металлический наконечник подходит для проведения полостной аспирации.
- Производительность 40 л/мин обеспечивает эффективное удаление биологических жидкостей и содержимого полостей.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления позволяет адаптировать работу под различные медицинские процедуры.
- Низкий уровень шума повышает комфорт медицинского персонала во время работы.
- Продолжительный цикл непрерывной работы до 4 часов подходит для длительных вмешательств.
- Надёжная конструкция рассчитана на регулярное профессиональное применение.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------|-----------------|
| Бренд | Армед |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Габариты, мм | 360×315×805 |
| Вес, кг | 17.6 |
| Габариты в упаковке, мм | 440×410×870 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 180 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.