

## Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-200

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница  
**349 руб.**

Оптовая цена  
**336 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-200

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-200 предназначен для размещения медицинских инструментов, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к многократным циклам обработки, включая дезинфекцию и стерилизацию различными методами. Изделие допускает обработку паром, стерилизацию в сухожаровом шкафу, а также химические способы дезинфекции.

Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение инструментов и расходных материалов во время проведения медицинских манипуляций. Благодаря прочной конструкции и устойчивости к коррозии лоток подходит для интенсивной ежедневной эксплуатации в условиях медицинских учреждений.

Средний срок службы изделия составляет не менее 5 лет.

#### Особенности

- Почкообразная форма обеспечивает удобство размещения медицинских инструментов и материалов.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим воздействиям.
- Подходит для многократной дезинфекции и стерилизации.
- Совместим с паровой, сухожаровой и химической обработкой.
- Гладкая поверхность облегчает очистку и санитарную обработку изделия.
- Устойчив к воздействию медицинских дезинфицирующих средств.
- Прочная конструкция рассчитана на длительную ежедневную эксплуатацию.
- Не деформируется при регулярных циклах стерилизации.
- Подходит для применения в лечебно-профилактических учреждениях различных профилей.
- Средний срок службы составляет не менее 5 лет.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и 12Х
Срок службы	не менее 5 лет

### Преимущества

- Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение медицинских инструментов и перевязочных материалов.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
- Подходит для многократной стерилизации и дезинфекции различными методами.
- Совместим с паровой обработкой, сухожаровой стерилизацией и химическими способами обработки.

- Гладкая поверхность облегчает очистку и поддержание санитарного состояния.
- Устойчив к деформации при регулярных циклах стерилизации.
- Прочная металлическая конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Компактные размеры обеспечивают удобство размещения в рабочей зоне медицинского персонала.
- Небольшая масса облегчает переноску и ежедневное использование.
- Подходит для оснащения процедурных, перевязочных, хирургических и стоматологических кабинетов.
- Материал изделия устойчив к износу при интенсивной эксплуатации.
- Средний срок службы составляет не менее 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005586.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005586.pdf</a>
Габариты, мм	200×120×30
Вес, кг	0.21
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.