

## Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-260

Контейнеры для дезинфекции

**Ваша цена**

Розница  
**506 руб.**

**Оптовая цена**  
**488 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение



НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-260

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-260 предназначен для размещения медицинских инструментов, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к циклам многократной обработки, включая дезинфекцию и стерилизацию различными методами. Изделие допускает обработку паром, стерилизацию в сухожаровом шкафу и химические способы дезинфекции.

Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение инструментов и расходных материалов во время проведения медицинских манипуляций. Конструкция изделия рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию и обеспечивает длительный срок службы.

Средний срок службы медицинского почкообразного лотка составляет не менее 5 лет.

#### Особенности

- Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение медицинских инструментов и материалов.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
- Подходит для многократной стерилизации и дезинфекции различными методами.
- Совместим с паровой обработкой, сухожаровой стерилизацией и химическими способами обработки.
- Гладкая поверхность облегчает очистку и санитарную обработку изделия.
- Устойчив к деформации при регулярных циклах стерилизации.
- Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Подходит для оснащения процедурных, перевязочных, хирургических и стоматологических кабинетов.
- Материал изделия устойчив к износу при интенсивной эксплуатации.
- Средний срок службы составляет не менее 5 лет.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и 12Х
Срок службы	не менее 5 лет

### Преимущества

- Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение медицинских инструментов и перевязочных материалов.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
-

- Подходит для многократной стерилизации и дезинфекции различными методами.
- Совместим с паровой обработкой, стерилизацией в сухожаровом шкафу и химическими способами обработки.
  - Гладкая поверхность облегчает очистку и санитарную обработку изделия.
  - Устойчив к деформации при регулярных циклах стерилизации.
  - Прочная конструкция рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
  - Увеличенный размер обеспечивает удобство размещения большего количества инструментов и материалов.
  - Материал изделия устойчив к износу при длительном использовании.
  - Подходит для оснащения процедурных, перевязочных, хирургических и стоматологических кабинетов.
  - Небольшая масса облегчает переноску и работу медицинского персонала.
  - Средний срок службы составляет не менее 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ока-Медик
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для отделения стерилизации
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030045.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030045.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	260×160×32
<b>Вес, кг</b>	0.31
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.