

## Медицинский процедурный столик Ока-Медик СМпр-10

Столики



**Ваша цена**

Розница

**20 608 руб.**

Оптовая цена

**20 424 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский процедурный столик Ока-Медик СМпр-10

Медицинский процедурный столик Ока-Медик СМпр-10 предназначен для размещения, транспортировки и перемещения медицинского инструмента, медикаментов, расходных и перевязочных материалов. Модель применяется в процедурных, смотровых, перевязочных и врачебных кабинетах медицинских учреждений всех профилей.

Конструкция столика выполнена на основе стального каркаса с полимерно-порошковым покрытием белого цвета, устойчивого к регулярной санитарно-дезинфекционной обработке. Изделие рассчитано на интенсивную эксплуатацию в условиях медицинских учреждений и сохраняет стабильность конструкции при постоянных нагрузках и перемещениях.

Столик оснащён двумя стальными полками с бортиками высотой 21 см, устойчивыми к воздействию агрессивных сред и легко поддающимися санитарной обработке. Дополнительно предусмотрен выдвижной ящик на роликовых направляющих с плавным ходом, рассчитанный на нагрузку до 5 кг, что обеспечивает удобное хранение инструментов и расходных материалов.

Для удобства перемещения изделие установлено на четыре самоориентирующихся колеса диаметром 100 мм. По боковым сторонам предусмотрены две эргономичные ручки, обеспечивающие комфортное перемещение столика внутри медицинского кабинета или отделения.

Конструкция поставляется в разборном виде, что упрощает транспортировку, хранение и сборку. В зависимости от исполнения столик может комплектоваться металлическим или стальным ящиком.

#### Особенности

- Прочный стальной каркас с полимерно-порошковым покрытием белого цвета.
- Две металлические полки с бортиками 21 см, устойчивые к дезинфицирующим средствам.
- Выдвижной ящик на роликах с плавным ходом, выдерживающий нагрузку до 5 кг.
- Эргономичные боковые ручки для удобного перемещения.
- Самоориентирующиеся колёса для мобильности внутри помещений.
- Разборная конструкция для удобной транспортировки и хранения.
- Устойчивость к частой санитарной обработке и агрессивным средам.
- Максимальная нагрузка на конструкцию до 37,5 кг.

#### Комплектация

- Каркас столика.
- Полки – 2 шт.
- Выдвижной ящик.
- Колёса – 4 шт.
- Паспорт изделия.

#### Технические характеристики

| Характеристика   | Значение |
|------------------|----------|
| Материал каркаса | Сталь    |
| Колёса           | 100 мм   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Разборная конструкция  | Да      |
| Максимальная нагрузка  | 37,5 кг |
| Гарантия производителя | 24 мес. |

## Преимущества

- Прочный стальной каркас с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к регулярной санитарной обработке.
- Высокая устойчивость конструкции при перемещении и эксплуатации в условиях медицинских учреждений.
- Две металлические полки с бортиками, предотвращающими падение инструментов и расходных материалов.
- Повышенная устойчивость полок к воздействию агрессивных дезинфицирующих средств.
- Выдвижной ящик на роликовых направляющих с плавным ходом для удобного хранения медицинских принадлежностей.
- Допустимая нагрузка на ящик до 5 кг для размещения инструментов и расходных материалов.
- Эргономичные боковые ручки, обеспечивающие удобное перемещение столика в рабочем пространстве.
- Самоориентирующиеся колёса диаметром 100 мм для лёгкой мобильности по различным типам покрытий.
- Разборная конструкция, упрощающая транспортировку, хранение и сборку изделия.
- Устойчивость материалов к частой санитарно-дезинфекционной обработке без потери эксплуатационных свойств.
- Компактность и функциональность при размещении медицинских инструментов и расходных материалов.
- Высокая надёжность конструкции при максимальной нагрузке до 37,5 кг.
- Универсальность применения в процедурных, смотровых, перевязочных и врачебных кабинетах.
- Удобство эксплуатации за счёт оптимальной компоновки полок и выдвижного ящика.
- Длительный срок службы благодаря использованию стального каркаса и износостойких материалов.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бренд</b>               | Ока-Медик                                                                                                     |
| <b>Страна бренда</b>       | Россия                                                                                                        |
| <b>Отрасли</b>             | Здравоохранение                                                                                               |
| <b>Ссылка на документы</b> | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040083.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040083.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>        | 720×550×930                                                                                                   |
| <b>Вес, кг</b>             | 20                                                                                                            |
| <b>Страна производства</b> | Россия                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.