

## Медицинский респиратор с клапаном, класс защиты FFP2

Маски, респираторы и перчатки

Арт. 00-00000092



### Ваша цена

Розница

**40 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 10 %

- Класс защиты: FFP2

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

## Описание

### Медицинский респиратор с клапаном, класс защиты FFP2

Респиратор предназначен для защиты от переноса микроорганизмов, крови, биологических жидкостей и воздействия взвешенных в воздухе биологических патогенных частиц. Применяется медицинскими работниками и пациентами во время медицинских, хирургических, стоматологических и изоляционных процедур.

Цена указана за штуку, продаётся упаковками по 5 штук.

Представляет собой готовую к применению фильтрующую полумаску, состоящую из четырёх разных слоев специальных материалов. Наружный слой сделан из нетканого термоскрепленного материала «Спанбонд» с плотностью не менее 60 г/м<sup>2</sup>, промежуточный — из материала «Мельтблаун» плотностью 90 г/м<sup>2</sup> в 2 слоя. Внутренний слой выполнен из «Спанбонда» плотностью не менее 25 г/м<sup>2</sup>.

Респиратор можно применять как в стационарных и лабораторных ЛПУ, так и в домашних условиях, в местах массового скопления людей (на улице, в транспорте, общественных организациях).

Класс защиты — FFP2 (удерживает не менее 94 % вредных веществ).

Респиратор одноразовый и нестерильный. Не подлежит стерилизации.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	00-00000092
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Класс защиты	FFP2

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.