

## Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-01

Медицинские шкафы и сейфы



### Ваша цена

Розница  
**10 213 руб.**

Оптовая цена  
**9 804 руб.**

**Сделано  
в России**

В наличии

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-01

Шкаф (сейф) медицинский СХМ-01 предназначен для безопасного и удобного хранения медикаментов, медицинских инструментов и химических реактивов в медицинских учреждениях, аптеках и лабораториях. Его можно использовать в процедурных кабинетах поликлиник, малых аптечных пунктах, кабинетах врачей-специалистов, школьных медицинских кабинетах и лабораториях диагностических центров.

Усиленная конструкция и замковая система обеспечивают защиту содержимого от несанкционированного доступа, а одностворчатое изделие поставляется потребителю в собранном виде, готовым к эксплуатации.

### Особенности

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита от вскрытия: усиленный замок (2 ключа в комплекте) и пломбирочная чашка.
- Внутреннее оснащение: 1 металлическая полка.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.
- Полное соответствие требованиям для хранения медикаментов.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число внутренних полок	1
Размер полки (Ш × Г), мм	436 × 318
Нагрузка на полку, кг, не более	10
Объём, м <sup>3</sup>	0,1

## Преимущества

- Прочный корпус из листовой стали с порошковым покрытием обеспечивает долговечность и защиту содержимого.
- Усиленная дверь с внутренним швеллером повышает прочность и устойчивость к взлому.
- Усиленный замок и пломбирочная чашка предотвращают несанкционированный доступ.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу повышают безопасность и эстетичный вид.
- Одностворчатая конструкция облегчает доступ к содержимому.
- Металлическая полка обеспечивает равномерное распределение нагрузки до 10 кг.
- Внутренний объём 0,1 м<sup>3</sup> оптимален для хранения медикаментов и реактивов в учреждениях различного профиля.
- Полностью соответствует требованиям для хранения медикаментов в медицинских учреждениях и аптеках.
- Лёгкость сборки и готовность к использованию прямо из коробки.
- Надёжное закрытие и безопасность для хранения чувствительных материалов.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003061.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003061.pdf</a>
Габариты, мм	440 × 340 × 700
Вес, кг	16
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.