

## Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-3

Шафы и сейфы



### Ваша цена

Розница  
**10 925 руб.**

Оптовая цена  
**10 488 руб.**

**Сделано  
 в России**

Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-3

Шкаф (сейф) СХМ-3 — специализированная медицинская мебель, предназначенная для длительного хранения различных медикаментов, медицинских инструментов и приспособлений, а также химических реактивов. Он подходит для оснащения центральных аптечных складов, операционных блоков, реанимационных отделений, крупных диагностических лабораторий и медицинских учреждений с большим объемом лекарственных препаратов.

Усиленная конструкция и замковая система обеспечивают надёжную защиту содержимого от несанкционированного доступа. Шкаф поставляется в собранном виде и обеспечивает удобную организацию внутреннего пространства.

### Особенности

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита от вскрытия: усиленный замок (2 ключа в комплекте) и пломбировочная чашка.
- Внутреннее оснащение: 3 металлических полки для удобного размещения медикаментов.
- Удобное зонирование внутреннего пространства.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.
- Полное соответствие требованиям для хранения медикаментов.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число внутренних полок	3
Размер полки (Ш × Г), мм	436 × 318
Расстояние между полками, мм	115
Нагрузка на каждую полку, кг, не более	10
Объём, м <sup>3</sup>	0,1

## Преимущества

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита от вскрытия с усиленным замком (2 ключа в комплекте) и пломбировочной чашкой.
- Внутреннее оснащение: 3 металлических полки для удобного размещения медикаментов.
- Удобное зонирование внутреннего пространства для оптимального размещения препаратов.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.
- Соответствие требованиям для хранения медикаментов и химических реактивов.
- Надёжная организация внутреннего пространства для безопасного хранения.
- Лёгкость доступа к содержимому благодаря продуманной конструкции.

- Полностью собранное изделие, готовое к эксплуатации.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010037814.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010037814.pdf</a>
Габариты, мм	440 × 340 × 700
Вес, кг	19,4
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.