

Медицинский штатив для внутривенных вливаний Промет MDS-01

Штативы и стойки для инфузий

Арт. S26599102212



Ваша цена

Розница

3 860 руб.

Оптовая цена

3 307 руб.

ПРОМЕТ
Сохраняем без потерь

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский штатив для внутривенных вливаний Промет MDS-01

Медицинский штатив для внутривенных вливаний Промет MDS-01 — сборно-разборное изделие для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур. Конструкция состоит из пятилучевого основания на колёсах и телескопической стальной стойки с флаконодержателями и крючками для подвеса инфузионных пакетов.

Стальная стойка выполнена из труб с порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Высота штатива регулируется в диапазоне от 1 170 до 1 900 мм и фиксируется винтовым фиксатором, что позволяет устанавливать необходимую высоту размещения инфузионных растворов.

Штатив оснащён двумя верхними и двумя нижними флаконодержателями, а также двумя крючками для инфузионных пакетов. Флаконодержатели и крючки изготовлены из металлического прутка и надёжно приварены к телескопической штанге. Основание из полиамида установлено на пять пластиковых колёс, обеспечивающих удобное перемещение штатива по медицинскому учреждению.

Конструкция штатива выдерживает равномерно распределённую нагрузку до 10 кг. Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371 и поставляется в разобранном виде.

Конструкция и оснащение

- Сборно-разборная конструкция на колёсном основании.
- Телескопическая стальная стойка с регулировкой высоты.
- Стальная труба основания диаметром 25 мм.
- Выдвижная труба (штанга) диаметром 16 мм.
- Винтовой фиксатор для установки и фиксации необходимой высоты.
- Пластиковая заглушка в верхней части трубы стойки.
- Два верхних флаконодержателя диаметром 90 мм.
- Два нижних флаконодержателя диаметром 45 мм.
- Два крючка для подвеса инфузионных пакетов.
- Флаконодержатели и крючки выполнены из металлического прутка.
- Флаконодержатели и крючки не являются съёмными и надёжно приварены к штанге.
- Пятилучевое основание из полиамида диаметром 592 мм.
- Длина каждого луча основания — 254 мм.
- Пять пластиковых колёс диаметром 50 мм.

Особенности

- Телескопическая стойка обеспечивает плавную регулировку высоты от 1 170 до 1 900 мм.
- Винтовой фиксатор позволяет надёжно закрепить стойку на выбранной высоте.
- Стальная стойка имеет порошковое покрытие, устойчивое к дезинфекции и очистке.
- Флаконодержатели рассчитаны на размещение стандартной тары для инфузионных растворов.
- Два дополнительных крючка предназначены для подвеса инфузионных пакетов.
- Пятилучевое основание обеспечивает устойчивость штатива.
- Пять колёс обеспечивают свободное перемещение штатива по медицинскому учреждению.
- Равномерно распределённая нагрузка на конструкцию составляет до 10 кг.
- Небольшая масса изделия — 2,9 кг.
- Сборно-разборная конструкция упрощает транспортировку и хранение.
- Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371.

- Белый цвет подходит для использования в интерьерах медицинских учреждений.
- Производитель предоставляет гарантию сроком 12 месяцев.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Конструкция	Сборно-разборная, телескопическая
Материал стойки	Сталь
Диаметр трубы основания	25 мм
Диаметр выдвижной трубы (штанги)	16 мм
Диапазон регулировки высоты	1 170 – 1 900 мм
Верхние флаконодержатели	2 шт., диаметр 90 мм
Нижние флаконодержатели	2 шт., диаметр 45 мм
Крючки для инфузионных пакетов	2 шт.
Материал флаконодержателей и крючков	Металлический прут
Основание	Пятилучевое, полиамид
Диаметр основания	592 мм
Длина луча основания	254 мм
Колёса	5 шт., пластиковые
Диаметр колёс	50 мм
Максимальная равномерно распределённая нагрузка	10 кг
Цвет	Белый
Гарантия производителя	12 месяцев

Комплект поставки

- Штанга с флаконодержателями и крючками — 1 шт.
- Стойка — 1 шт.
- Стакан — 1 шт.
- Лучи колёс — 5 шт.
- Колёса — 5 шт.
- Комплект фурнитуры.
- Паспорт изделия.

Преимущества

- Сборно-разборная конструкция упрощает транспортировку и хранение штатива.
- Телескопическая стойка позволяет плавно регулировать высоту размещения инфузионных растворов.
- Диапазон регулировки высоты от 1 170 до 1 900 мм позволяет адаптировать положение флаконов и инфузионных пакетов под условия проведения процедуры.
- Винтовой фиксатор обеспечивает надёжную фиксацию выбранной высоты стойки.
- Стальная стойка с порошковым покрытием устойчива к регулярной дезинфекции и очистке.
- Четыре флаконодержателя позволяют размещать инфузионные флаконы различного размера.
- Верхние флаконодержатели диаметром 90 мм и нижние диаметром 45 мм подходят для стандартной инфузионной тары.
- Два крючка предназначены для подвеса инфузионных пакетов.
- Флаконодержатели и крючки выполнены из металлического прутка и надёжно приварены к штанге.
- Пятилучевое полиамидное основание обеспечивает устойчивость конструкции.
- Пять колёс позволяют легко перемещать штатив между кабинетами, палатами и другими помещениями медицинского учреждения.
- Небольшой вес конструкции — 2,9 кг — облегчает её перемещение и транспортировку.
- Равномерно распределённая нагрузка до 10 кг позволяет размещать на штативе несколько инфузионных ёмкостей.
- Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371.
- Белый цвет конструкции подходит для использования в интерьерах медицинских учреждений.
- Гарантия производителя составляет 12 месяцев.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	S26599102212
Бренд	Промет
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041493.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041493.pdf
Габариты, мм	1170×592×592
Вес, кг	2.9
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.