

Медицинский соматометрический комплекс ТВЕС Медик (для лежачих пациентов)

Прочее оборудование



Ваша цена

Розница

263 155 руб.

Оптовая цена

263 155 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Комплекс аппаратно-программный соматометрический ТВЕС Медик

ТВЕС Медик — аппаратно-программный соматометрический комплекс, предназначенный для проведения расширенного антропометрического обследования пациентов в условиях стационара. Система используется для получения точных данных о массе тела, длине тела, толщине кожно-жировых складок и обхватах различных сегментов тела с последующей цифровой обработкой и анализом.

Комплекс обеспечивает автоматизированный сбор данных с измерительных датчиков, их обработку и формирование антропометрических оценок пациента. Программное обеспечение позволяет выполнять расчёт индивидуальных потребностей пациента в питании и медикаментозной терапии, а также определять скорость введения препаратов на основании полученных показателей.

ТВЕС Медик применяется для работы с пациентами, находящимися в тяжёлом состоянии и требующими постоянного мониторинга антропометрических параметров, обеспечивая точность измерений и оперативность обработки данных.

Состав комплекса (см.рис)

В состав комплекса входит: тумбочка процедурная (см.рис 6), укомплектованная зарядным устройством для подзарядки электро-подъёмного устройства кровати (см.рис 7), ноутбук с программным обеспечением (см.рис 1), четыре весоизмерительные платформы (см.рис 5), электронная рулетка для измерения роста и обхватов (см.рис 3), электронный калипер для измерения толщины кожно-жировых складок (см.рис 2), электро-подъёмное устройство кровати (см.рис 4).

Четыре весоизмерительные платформы адаптированы под любые опоры кровати, включая ножки и колёсные конструкции. Для удобства хранения и транспортировки платформы размещаются в специальных отсеках процедурной тумбочки. Подключение и ввод комплекса в эксплуатацию выполняется за считанные секунды благодаря универсальным USB-разъёмам.

Особенности

- Проведение антропометрических измерений без перемещения пациента.
- Комплексное измерение массы, роста, обхватов и кожно-жировых складок.
- Автоматическая обработка данных и расчёт антропометрических показателей.
- Расчёт индивидуальной потребности в питании и лекарственных препаратах.
- Определение скорости введения лекарственных средств.
- Использование в реанимации и палатах интенсивной терапии.
- Универсальные USB-разъёмы для быстрого подключения компонентов.
- Быстрый ввод в эксплуатацию без сложной настройки.
- Компактное размещение компонентов в тумбочке для хранения и транспортировки.
- Весоизмерительные платформы подходят для любых опор кровати.
- Интеграция всех измерительных устройств в единую систему.

Область применения

Медицинский соматометрический комплекс ТВЕС Медик применяется:

- в отделениях реанимации и интенсивной терапии;
- в кардиологических отделениях, включая лечение острого инфаркта миокарда;
- в неврологических отделениях;

- в хирургических стационарах;
- в терапевтических отделениях;
- в медицинских учреждениях, работающих с постельными пациентами.

Состав комплекса

- Тумбочка процедурная с зарядным устройством.
- Ноутбук с программным обеспечением.
- Четыре весоизмерительные платформы.
- Электронная рулетка для измерения роста и обхватов.
- Электронный калипер для измерения толщины кожно-жировых складок.
- Электроподъёмное устройство кровати.

Комплект поставки

- Весы ВМЭН-150 — 4 шт.
- Рулетка медицинская РЭМ-1400 — 1 шт.
- Калипер электронный КЭЦ-100 — 1 шт.
- Стойка оборудования с ноутбуком — 1 шт.
- Соединительные кабели — 4 шт.
- Инструкция пользователя — 1 экз.
- Подъёмное устройство ПУ-01 — 1 шт.

Гарантия — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Преимущества

- Проведение комплексных антропометрических измерений у постельных пациентов без их перемещения.
- Одновременное измерение массы тела, длины тела, обхватов и толщины кожно-жировых складок.
- Высокая точность за счёт использования электронных измерительных модулей.
- Автоматический сбор, обработка и анализ данных пациента.
- Расчёт индивидуальной потребности в питании и лекарственных препаратах.
- Определение скорости введения лекарственных средств на основе антропометрических данных.
- Возможность работы в реанимации и отделениях интенсивной терапии.
- Быстрый ввод в эксплуатацию без сложной настройки.
- Универсальные USB-разъёмы для подключения всех компонентов комплекса.
- Совместимость с различными типами медицинских кроватей.
- Весоизмерительные платформы подходят для ножек и колёс кроватей.
- Компактное хранение компонентов в специальной тумбочке.
- Удобство транспортировки внутри медицинского учреждения.
- Интеграция всех измерительных устройств в единую систему.
- Наличие программного обеспечения для визуализации и анализа результатов.
- Снижение нагрузки на медицинский персонал при проведении измерений.
- Повышение точности мониторинга состояния пациента в динамике.
- Надёжная конструкция и длительный срок эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039633.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.