

Медицинский стоматологический лоток Ока-Медик ЛМСт

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница
243 руб.

Оптовая цена
234 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский стоматологический лоток Ока-Медик ЛМСт

Медицинский стоматологический лоток Ока-Медик ЛМСт предназначен для размещения стоматологических инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении лечебно-диагностических процедур. Используется в стоматологических клиниках, поликлиниках, стационарах и других лечебно-профилактических учреждениях.

Лоток выполнен из нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и устойчивость к многократной обработке. Конструкция рассчитана на регулярные циклы дезинфекции и стерилизации паром, в сухожаровом шкафу, а также химическими методами по МУ 287-113.

Изделие предназначено для компактного размещения 6–8 инструментов, обеспечивая удобство работы медицинского персонала и организацию стерильного рабочего пространства.

Особенности

- Изготовление из нержавеющей стали с высокой коррозионной стойкостью.
- Устойчивость к многократным циклам дезинфекции и стерилизации.
- Совместимость со стерилизацией паром, в сухожаровом шкафу и химическими методами.
- Оптимальная конструкция для размещения 6–8 стоматологических инструментов.
- Подходит для использования в широком спектре лечебно-профилактических учреждений.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и 12Х
Вместимость инструментов	6–8

Преимущества

- Изготовлен из нержавеющей стали с высокой устойчивостью к коррозии и износу.
- Сохраняет эксплуатационные свойства при многократной стерилизации и дезинфекции.
- Подходит для обработки паром, в сухожаровом шкафу и химическими растворами.
- Обеспечивает удобное размещение стоматологических инструментов в процессе работы.
- Компактные размеры позволяют эффективно организовать рабочее пространство стоматолога.
- Стабильная геометрия конструкции обеспечивает удобство эксплуатации при ежедневном использовании.
- Подходит для использования в условиях интенсивной клинической нагрузки.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации, Для кабинета стоматолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005590.pdf
Габариты, мм	195×90×22
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.