

Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1

Стулья и табуреты



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1

Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1 предназначен для оснащения медицинских кабинетов, манипуляционных помещений, лабораторий и других лечебно-диагностических учреждений. Табурет обеспечивает удобное рабочее место для медицинского персонала при проведении осмотров, процедур и диагностических манипуляций.

Каркас изделия изготовлен из стальных труб с гальваническим покрытием, защищающим конструкцию от коррозии и повышающим срок службы оборудования. Разборная конструкция упрощает транспортировку и хранение табурета.

Сиденье выполнено из фанерного листа с мягкой набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм. Обивка изготовлена из износостойчивой влагозащитной винилискожи, устойчивой к воздействию дезинфицирующих составов и подходящей для эксплуатации в медицинских учреждениях.

Регулировка высоты сиденья осуществляется при помощи газового патрона, что позволяет адаптировать положение табурета под требования пользователя. Пятилучевое основание диаметром 550 мм обеспечивает устойчивость конструкции, а пять мебельных колёс диаметром 50 мм позволяют легко перемещать табурет по помещению.

Особенности

- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Мягкое сиденье с набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из износостойчивой влагозащитной винилискожи.
- Устойчивость материалов к дезинфицирующим составам.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Пятилучевое основание диаметром 550 мм.
- Пять устойчивых опор для надёжного размещения на поверхности.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм.
- Удобное перемещение по кабинету и манипуляционным помещениям.
- Компактная и эргономичная конструкция.
- Максимальная допустимая нагрузка – 130 кг.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диаметр основания	550 мм
Диаметр сиденья	360 мм
Высота	от 470 до 600 мм
Толщина пенополиуретана сиденья	50 мм
Диаметр колёс	50 мм
Количество колёс	5
Допустимая нагрузка	130 кг

Преимущества

- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Мягкое сиденье с набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из износостойчивой влагозащитной винилискожи.
- Устойчивость материалов к воздействию дезинфицирующих средств.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Большой диаметр основания 550 мм обеспечивает устойчивость конструкции.
- Пятилучевое основание повышает надёжность эксплуатации.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм для удобного перемещения.
- Компактная конструкция для использования в кабинетах с ограниченным пространством.
- Простая очистка и санитарная обработка поверхностей.
- Подходит для оснащения медицинских кабинетов, лабораторий и манипуляционных помещений.
- Максимальная допустимая нагрузка – 130 кг.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы медицинского персонала.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Вес, кг	4.6
Вес в упаковке, кг	5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.