

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-20

Термоконтейнеры и хладоэлементы



Ваша цена

Розница

7 803 руб.

Оптовая цена

7 733 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-20

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-20 предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолabileльных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и её компонентов, а также кровезаменителей с соблюдением требуемого температурного режима на всех этапах транспортировки.

Внутренняя ванна термоконтейнера изготовлена из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям. Корпус помещён в сумку-чехол из водоотталкивающей ткани с застёжкой-молнией. Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке, а удобная ручка облегчает переноску контейнера.

Теплоизоляционный корпус выполнен из жёсткого заливочного пенополиуретана с толщиной стенок 50–60 мм, что обеспечивает продолжительное сохранение необходимой температуры. Контейнер объёмом 25,5 л рассчитан на использование с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 или МХД+5, которые создают внутри камеры стабильный температурный режим. Хладоэлементы приобретаются отдельно.

При температуре окружающей среды +43 °С термоконтейнер поддерживает температурный диапазон от 2 до 8 °С в течение 62 часов, а при температуре +25 °С сохраняет этот диапазон до 82 часов, что позволяет безопасно перевозить термочувствительные медицинские препараты на большие расстояния.

Особенности

- Предназначен для хранения и транспортирования термолabileльной медицинской продукции.
- Полезный объём контейнера составляет 25,5 л.
- Корпус изготовлен из жёсткого заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок составляет 50–60 мм.
- Внутренняя ванна выполнена из ударопрочного пластика.
- Сумка-чехол изготовлена из водоотталкивающей ткани.
- Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке.
- Оснащён удобной ручкой для переноски.
- Совместим с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Обеспечивает длительное поддержание температурного диапазона от 2 до 8 °С.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно.
- Производство — Россия.

Комплект поставки

- Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-20.
- Сумка-чехол.
- Руководство по эксплуатации.

Примечание: хладоэлементы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Назначение	Временное хранение и транспортирование термолабильной медицинской продукции	
Объём	25,5 л	
Материал корпуса	Жёсткий заливочный пенополиуретан	
Материал внутренней ванны	Ударопрочный пластик	
Толщина стенок	50–60 мм	
Рекомендуемый комплект хладоэлементов	17 шт. или 23 шт.	
Применяемые хладоэлементы	МХД-1, МХД-2, МХД+5	
Внутренние размеры по дну	380 × 230 × 270 мм	
Внутренние размеры по крышке	400 × 250 × 270 мм	
Время удержания температуры от 2 до 8 °С при +43 °С	62 часа	
Время удержания температуры от 2 до 8 °С при +25 °С	82 часа	

Преимущества

- Предназначен для безопасного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и её компонентов.
- Полезный объём 25,5 л позволяет перевозить значительное количество медицинской продукции.
- Корпус из жёсткого заливочного пенополиуретана обеспечивает высокую эффективность теплоизоляции.
- Толщина теплоизоляционных стенок 50–60 мм способствует длительному сохранению необходимой температуры.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика устойчива к механическим воздействиям и рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Совместим с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Поддерживает температурный диапазон от 2 до 8 °С до 62 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Сохраняет температурный диапазон от 2 до 8 °С до 82 часов при температуре окружающей среды +25 °С.
- Сумка-чехол из водоотталкивающей ткани защищает контейнер от внешних воздействий.
- Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке для более надёжного закрытия.
- Удобная ручка обеспечивает комфортную переноску термоконтейнера.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно, что позволяет подобрать оптимальную комплектацию под конкретные задачи.
- Подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках и фармацевтических организациях.
- Изготовлен в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Термо-Конт МК
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033497.pdf
Габариты, мм	500×355×360
Вес, кг	2.6
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.