

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-35

Термоконтейнеры и хладоэлементы



Ваша цена

Розница

8 578 руб.

Оптовая цена

8 501 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-35

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-35 предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолabileльных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и её компонентов, а также кровезаменителей с соблюдением установленного температурного режима.

Внутренняя часть термоконтейнера выполнена из ударопрочного пластика, а контейнер помещён в прочную сумку-чехол из водоотталкивающей ткани с застёжкой-молнией. Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке, а эргономичная ручка обеспечивает удобство транспортировки.

Корпус изготовлен из жёсткого заливочного пенополиуретана с толщиной теплоизоляционных стенок 50–60 мм. Объём внутренней камеры составляет 35,6 л. Для поддержания заданного температурного режима используются хладоэлементы МХД-1, МХД-2 или МХД+5, которые приобретаются отдельно.

Термоконтейнер обеспечивает сохранение температуры от 2 до 8 °С в течение 62 часов при температуре окружающей среды +43 °С и до 98 часов при температуре +25 °С, что позволяет использовать его для длительной транспортировки термочувствительной медицинской продукции.

Особенности

- Предназначен для хранения и транспортирования термолabileльной медицинской продукции.
- Полезный объём внутренней камеры — 35,6 л.
- Корпус выполнен из жёсткого заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок составляет 50–60 мм.
- Внутренняя ванна изготовлена из ударопрочного пластика и ламинированного картона.
- Прочная сумка-чехол из водоотталкивающей ткани.
- Крышка фиксируется застёжкой-молнией и дополнительной лентой на липучке.
- Оснащён удобной ручкой для переноски.
- Совместим с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Поддерживает температурный диапазон от 2 до 8 °С до 62 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Сохраняет температурный диапазон от 2 до 8 °С до 98 часов при температуре окружающей среды +25 °С.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно.
- Производство — Россия.

Комплект поставки

- Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-35.
- Сумка-чехол.
- Руководство по эксплуатации.

Примечание: хладоэлементы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Назначение	Временное хранение и транспортирование термолабильной медицинской продукции	
Объём	35,6 л	
Материал корпуса	Жёсткий заливочный пенополиуретан	
Материал внутренней ванны	Ударопрочный пластик / ламинированный картон	
Толщина стенок	50–60 мм	
Рекомендуемый комплект хладоэлементов	22 шт. или 28 шт.	
Применяемые хладоэлементы	МХД-1, МХД-2, МХД+5	
Внутренние размеры по дну	380 × 230 × 380 мм	
Внутренние размеры по крышке	400 × 250 × 380 мм	
Время удержания температуры от 2 до 8 °С при +43 °С	62 часа	
Время удержания температуры от 2 до 8 °С при +25 °С	98 часов	

Преимущества

- Предназначен для безопасного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и её компонентов.
- Полезный объём 35,6 л позволяет перевозить большие партии термолабильной медицинской продукции.
- Корпус из жёсткого заливочного пенополиуретана обеспечивает высокую эффективность теплоизоляции.
- Толщина теплоизоляционных стенок 50–60 мм способствует длительному сохранению установленного температурного режима.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика и ламинированного картона отличается прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
- Совместим с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Поддерживает температурный диапазон от 2 до 8 °С до 62 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Сохраняет температурный диапазон от 2 до 8 °С до 98 часов при температуре окружающей среды +25 °С.
- Сумка-чехол из водоотталкивающей ткани защищает контейнер от внешних воздействий.
- Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке для надёжного закрытия во время транспортировки.
- Удобная ручка обеспечивает комфортную переноску термokonтейнера.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно, что позволяет подобрать оптимальную комплектацию под конкретные условия эксплуатации.
- Подходит для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках и фармацевтических организациях.
- Изготовлен в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Термо-Конт МК
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041135.pdf
Габариты, мм	500×355×480
Вес, кг	3.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.