

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-8

Термоконтейнеры и хладоэлементы



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-8

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-8 предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолabile лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и её компонентов, а также кровезаменителей с соблюдением требований «холодовой цепи».

Корпус термоконтейнера изготовлен из жёсткого заливочного пенополиуретана с толщиной стенок 40–45 мм, обеспечивающего эффективную теплоизоляцию. Внутренняя ванна выполнена из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям и многократной эксплуатации.

Контейнер размещён в прочном сумке-чехле из водоотталкивающей ткани с застёжкой-молнией. Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке, а удобная ручка облегчает переноску изделия.

Полезный объём контейнера составляет 7,8 л. Для поддержания необходимого температурного режима используются предварительно охлаждённые хладоэлементы МХД-1, МХД-2 или МХД+5. Хладоэлементы приобретаются отдельно и не входят в комплект поставки.

При температуре окружающей среды +43 °С контейнер поддерживает температуру от 2 до 8 °С до 36 часов, а при температуре +25 °С — до 65 часов, что позволяет безопасно транспортировать чувствительные к температуре медицинские препараты.

Особенности

- Предназначен для соблюдения условий «холодовой цепи».
- Корпус из жёсткого заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок 40–45 мм.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика.
- Водоотталкивающий сумка-чехол с застёжкой-молнией.
- Дополнительная фиксация крышки лентой на липучке.
- Удобная ручка для переноски.
- Совместимость с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно.
- Полезный объём контейнера — 7,8 л.

Комплект поставки

- Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-8.
- Сумка-чехол.
- Эксплуатационная документация.
- Хладоэлементы в комплект поставки не входят.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Полезный объём	7,8 л

Материал корпуса	Жёсткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренней ванны	Ударопрочный пластик
Толщина стенок	40–45 мм
Рекомендуемый комплект хладоэлементов	6 шт. или 8 шт.
Применяемые хладоэлементы	МХД-1, МХД-2, МХД+5
Внутренние размеры по дну	280 × 160 × 170 мм
Внутренние размеры по крышке	285 × 165 × 170 мм
Время удержания температуры 2–8 °С при +43 °С	36 часов
Время удержания температуры 2–8 °С при +25 °С	65 часов

Преимущества

- Предназначен для безопасного хранения и транспортирования термочувствительной медицинской продукции.
- Поддерживает температурный диапазон от 2 до 8 °С до 36 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Сохраняет рабочую температуру до 65 часов при температуре окружающей среды +25 °С.
- Корпус из жёсткого заливочного пенополиуретана обеспечивает эффективную теплоизоляцию.
- Толщина теплоизоляционных стенок 40–45 мм способствует снижению теплопритока.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика устойчива к механическим нагрузкам.
- Совместим с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Позволяет использовать различные комплекты хладоэлементов в зависимости от условий перевозки.
- Водоотталкивающий сумка-чехол защищает контейнер от влаги и загрязнений.
- Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке для более надёжного закрытия.
- Удобная ручка облегчает переноску контейнера.
- Небольшая масса пустого контейнера — всего 1,1 кг.
- Полезный объём 7,8 л оптимален для транспортировки небольших партий медицинской продукции.
- Изготовлен в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Термо-Конт МК
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031030.pdf
Габариты, мм	360×240×250
Вес, кг	1.1
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.