

Медицинский цифровой термометр Little Doctor LD-300

Медицинские термометры



Ваша цена

Розница

201 руб.

Оптовая цена

200 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский цифровой термометр Little Doctor LD-300

Little Doctor LD-300 — цифровой электронный термометр стандартного типа, предназначенный для измерения температуры тела человека в домашних и медицинских условиях. Прибор относится к бюджетному сегменту и обеспечивает базовую функциональность при высокой надёжности и простоте использования.

Термометр использует метод определения максимума и оснащён чувствительным терморезисторным элементом, обеспечивающим точное измерение в диапазоне от 32,0 до 42,0 °C. Время измерения составляет 3–4 минуты, после чего прибор подаёт звуковой сигнал об окончании процедуры. Последний результат сохраняется в памяти устройства.

Корпус термометра выполнен с водозащищённым наконечником, что повышает удобство и гигиеничность использования. Прибор безопасен, не содержит ртути и может применяться пациентами любого возраста. В комплект входит пластиковый футляр для хранения, обеспечивающий защиту устройства при транспортировке.

Особенности

- Легкочитаемый жидкокристаллический экран.
- Безопасная конструкция, не содержит ртути.
- Время измерения 3–4 мин.
- Звуковой сигнал по окончании измерения.
- Память на последнее измерение.
- Водозащищённый наконечник.
- Футляр для хранения в комплекте.
- Простота эксплуатации и высокая надёжность.

Способы измерения

- Оральное измерение температуры.
- Подмышечное измерение температуры.
- Ректальное измерение температуры.

Комплект поставки

- Термометр с элементом питания.
- Пластиковый футляр для хранения.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Метод измерения	метод определения максимума
Чувствительный элемент	терморезистор (термистор)
Диапазон измерения	32,0 – 42,0 °C

Точность измерения	± 0,1 °C
Время измерения	3–4 мин
Звуковая индикация	да
Память	на последнее измерение
Срок службы элемента питания	~100 ч
Корпус	водозащищённый наконечник
Гибкий корпус	нет
Возрастные ограничения	без ограничений по возрасту
Гарантия	2 года

Преимущества

- Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей для удобного отображения результатов измерения.
- Безопасная конструкция, не содержит ртути и подходит для повседневного использования.
- Быстрое измерение температуры в течение 3–4 мин.
- Звуковой сигнал по завершении процедуры измерения.
- Функция памяти на последнее измерение для удобного контроля динамики показаний.
- Высокая точность измерения ± 0,1 °C в диапазоне от 32,0 до 42,0 °C.
- Возможность применения для орального, подмышечного и ректального измерения температуры.
- Водозащищённый наконечник для повышения гигиеничности и удобства обработки.
- Компактный и лёгкий корпус, обеспечивающий удобство хранения и транспортировки.
- Питание от элемента LR41 с низким энергопотреблением и длительным сроком службы.
- Футляр для хранения в комплекте для защиты прибора от повреждений.
- Простота эксплуатации и минимальные требования к подготовке пользователя.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040522.pdf
Габариты, мм	129×18×10
Вес, кг	0.01
Электропитание, В	1,5 (элемент LR41)
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.