

Медицинское кресло INMEDIX KP-09

Стулья и табуреты



Ваша цена

Розница
12 929 руб.

Оптовая цена
12 497 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинское кресло INMEDIX KP-09

Медицинское кресло INMEDIX KP-09 — функциональное сиденье на надёжной винтовой опоре с эргономичными подлокотниками, предназначенное для комфортного размещения пациента при проведении процедур, осмотров и манипуляций в медицинских учреждениях. Конструкция кресла обеспечивает устойчивость, лёгкую регулировку высоты сиденья и оптимальную поддержку тела пациента.

Сиденье и спинка оснащены мягкими элементами с износостойкой обивкой из экокожи чёрного цвета. Опоры, каркас и колёсики также выполнены в чёрном цвете, что придаёт модели современный, универсальный внешний вид. Благодаря возможности изменения высоты и продуманной конструкции кресло подходит для использования в процедурных кабинетах, смотровых, прививочных зонах, лабораториях и других медицинских помещениях.

Кресло INMEDIX KP-09 отличается надёжностью, устойчивой опорной системой и компактными размерами, что обеспечивает удобную ежедневную эксплуатацию и экономию пространства.

Особенности

- Надёжная винтовая опора для плавной регулировки высоты сиденья.
- Удобные фиксированные подлокотники для комфортного положения пациента.
- Обивка из износостойкой экокожи в чёрном цвете.
- Прочный металлический каркас с устойчивой опорной базой.
- Компактные габариты для удобства размещения в медицинских помещениях.
- Удобство эксплуатации и простота обслуживания.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Высота сиденья	от 450 до 570 мм
Высота спинки	от 850 до 970 мм
Толщина сиденья	45 мм
Размер спинки (мягкий элемент)	320 × 320 мм
Размер спинки с каркасом	380 × 380 мм
Размер сиденья	395 × 395 мм
Расстояние между подлокотниками	495 мм
Размер подлокотников (Ш × Д)	45 × 255 мм
Высота подлокотников от сиденья	210 мм
Разлёт опор	500 мм
Материал обивки	Экокожа, чёрный цвет
Цвет каркаса	Чёрный
Упаковка	Воздушно-пузырчатая плёнка, 1 шт.

Преимущества

- Регулируемая по высоте винтовая опора для точной настройки положения пациента или оператора.
- Удобные подлокотники шириной 45 мм обеспечивают комфорт при длительной посадке.
- Прочная металлическая конструкция и устойчивая опора с разлётом 500 мм.
- Мягкое сиденье толщиной 45 мм и эргономичная спинка для поддержки правильной посадки.
- Обивка из износостойкой экокожи – устойчива к регулярной дезинфекции.
- Компактные габариты для использования в кабинетах с ограниченным пространством.
- Лёгкая манёвренность благодаря роликовым опорам.
- Универсальное применение в процедурных, диагностических, косметологических и лабораторных кабинетах.
- Надёжная упаковка (воздушно-пузырчатая плёнка) для безопасной транспортировки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	INMEDIX
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020458.pdf
Вес, кг	11
Габариты в упаковке, мм	850 × 600 × 600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.