

## Механические весы OHAUS Harvard Trip 1450-SD

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 80000003



- Тип весов: механические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 2000
- Дискретность, г: 0,1
- Калибровка: внешняя



Под заказ

### Описание

---

#### Механические весы OHAUS Harvard Trip 1450-SD

Весы с двумя грузоприёмными платформами для сравнительного взвешивания.

Тщательно продуманная конструкция весов Harvard Trip – залог необходимой точности при сравнительном взвешивании.

Встроенные подвижные гири делают процесс взвешивания очень простым и быстрым.

Магнитная система успокоения минимизирует колебания и увеличивает скорость взвешивания.

Головка противовеса обеспечивает быструю установку нуля, а плавающий агатовый подшипник гарантирует получение точных результатов.

Режимы применения

Взвешивание.

Дисплей

Многоуровневые шкалы с насечками.

Эксплуатация

Неприменимо.

Связь

Неприменимо.

Материалы конструкции

Цельнометаллическое основание и коромысло, весовая платформа из нержавеющей стали.

### Преимущества

---

#### Преимущества OHAUS Harvard Trip 1450-SD

- Комплект гирь (продаётся отдельно для модели с НПВ 2000 г).
- Встроенные подвижные гири.
- Магнитная система успокоения.
- Самовыравнивающееся коромысло и плавающие агатовые подшипники.
- Головка противовеса для быстрой установки нуля.
- Окантовка из закалённой стали.

## Характеристики

| Параметр:                              | Показатель:  |
|--|--------------|
| Артикул                                | 80000003     |
| Бренд                                  | OHAUS        |
| Страна бренда                          | США          |
| Тип весов                              | механические |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 2000         |
| Дискретность, г                        | 0,1          |
| Линейность, ± г                        | 0,1          |
| Калибровка                             | внешняя      |
| Размер платформы, мм                   | 152          |
| Габариты, мм                           | 160×240×140  |
| Вес, кг                                | 1.9          |
| Страна производства                    | Китай        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.