

Механический ростомер ТВЕС РП

Динамометры и ростомеры



Ваша цена

Розница
13 656 руб.

Оптовая цена
13 656 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Механический ростомер ТВЕС РП

Механический ростомер ТВЕС РП предназначен для измерения роста взрослых и детей старше одного года в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в домашних условиях. Ростомер применяется при проведении антропометрических измерений, профилактических осмотров и контроля физического развития пациентов.

Конструкция прибора включает основание, верхнюю и нижнюю штанги, измерительную шкалу, ползун и мерную планку. Измерительные элементы выполнены из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям и регулярной санитарной обработке.

Ростомер имеет механический принцип измерения и не требует подключения к электросети или использования элементов питания. Разборная конструкция облегчает транспортировку, хранение и монтаж оборудования, а компактные размеры позволяют удобно размещать прибор даже в помещениях с ограниченным пространством.

Модель относится к экономичному сегменту медицинского оборудования, сохраняя высокую точность измерений и надёжность эксплуатации при интенсивном использовании в медицинских и профилактических учреждениях.

Особенности

- Механический принцип измерения без подключения к электросети.
- Подходит для измерения роста взрослых и детей старше одного года.
- Измерительная шкала и мерная планка выполнены из ударопрочного пластика.
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям и дезинфицирующим средствам.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Простая санитарная обработка поверхностей.
- Высокая точность измерений с погрешностью до ± 4 мм.
- Надёжная и устойчивая конструкция для длительной эксплуатации.
- Экономичное решение для оснащения медицинских кабинетов.
- Подходит для интенсивной эксплуатации в медицинских и спортивных учреждениях.

Комплектация

- Основание – 1 шт.
- Штанга верхняя – 1 шт.
- Штанга нижняя – 1 шт.
- Винт А.М6–6g x30.48 ГОСТ 17473–80 – 4 шт.
- Винт М3–6gx6,58 ГОСТ 17475–80 – 6 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Методика поверки – 1 экз.
- Транспортная тара – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наибольший предел измерения роста	2,2 м
Наименьший предел измерения роста	0,8 м

Цена деления шкалы	1 мм
Погрешность измерения роста	± 4 мм
Диапазон рабочих температур	от +10 до +48 °C
Средний срок службы	6 лет
Гарантия	12 месяцев

Преимущества

- Механический принцип измерения без необходимости подключения к электросети и использования элементов питания.
- Высокая точность измерений с погрешностью до ± 4 мм.
- Универсальное применение для измерения роста взрослых и детей старше одного года.
- Измерительные элементы выполнены из ударопрочного пластика, устойчивого к износу и воздействию дезинфицирующих средств.
- Простая санитарная обработка всех поверхностей, соответствующая требованиям медицинских учреждений.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки, хранения и быстрого монтажа.
- Компактность и удобство размещения в ограниченных пространствах кабинетов.
- Надёжная и устойчивая конструкция, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию.
- Экономичное решение при сохранении медицинской точности измерений.
- Долговечность конструкции и длительный срок службы оборудования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039619.pdf
Габариты, мм	590×540×2500
Вес, кг	12
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.