

## Механический тонометр Little Doctor LD-71A

Тонометры



**Ваша цена**

Розница  
**928 руб.**

**Оптовая цена**  
**920 руб.**

*Little Doctor*

В наличии

**Области применения:**

- Здоровоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Механический тонометр Little Doctor LD-71A

Механический тонометр Little Doctor LD-71A – классический прибор для неинвазивного измерения артериального давления в домашних условиях. Модель выполнена по традиционной механической схеме измерения и оснащена встроенным в манжету металлическим стетоскопом, что обеспечивает удобство самостоятельного использования без необходимости подключения дополнительных аксессуаров.

Прибор оснащён металлическим anerоидным манометром с контрастной шкалой и циферблатом диаметром 45 мм, обеспечивающим комфортное считывание показаний. Для плавного контроля скорости снижения давления используется металлический игольчатый клапан травления воздуха.

В конструкции предусмотрен нагнетатель из натурального каучука с обратным клапаном и сетчатым фильтром, предотвращающим попадание пыли внутрь механизма. Нейлоновая манжета LD-Cuff с металлическим фиксирующим кольцом и размерными метками упрощает правильное наложение и повышает точность измерения.

Тонометр рассчитан на длительную эксплуатацию, отличается надёжной механической конструкцией и подходит для пользователей любого возраста при использовании манжеты соответствующего размера.

#### Показания к применению

- Контроль артериального давления в домашних условиях.
- Регулярный мониторинг показателей сердечно-сосудистой системы.
- Самостоятельное измерение давления пользователями различных возрастных групп.
- Использование в быту и при проведении первичного контроля состояния пациента.

#### Особенности

- Классический механический тип измерения.
- Металлический anerоидный манометр.
- Встроенный в манжету металлический стетоскоп.
- Нейлоновая манжета LD-Cuff для окружности плеча 25–36 см.
- Манжета с металлическим фиксирующим кольцом.
- Нанесённые размерные метки для правильного расположения манжеты.
- Металлический игольчатый клапан травления воздуха.
- Нагнетатель из натурального каучука.
- Обратный клапан с сетчатым фильтром для защиты от пыли.
- Плавная регулировка скорости сброса давления.
- Компактная конструкция для хранения и переноски.
- Нейлоновая сумка с текстильной застёжкой в комплекте.

#### Комплект поставки

- Манометр с нагнетателем.
- Манжета со встроенным фонендоскопом.
- Сумка для хранения и переноски.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон измерения давления	0–300 мм рт. ст.
Погрешность измерения давления в манжете	± 3 мм рт. ст.
Материал манометра	Металл
Диаметр циферблата манометра	45 мм
Фонендоскоп	Встроен в манжету
Переключение правша/левша	Нет
Тип клапана травления	Металлический, игольчатый
Размер нагнетателя	86 × 45 × 45 мм
Материал нагнетателя	Натуральный каучук, металл
Масса нагнетателя	25 г
Фильтр обратного клапана	Да
Совместимость нагнетателя	Все модели тонометров, кроме комбинированных
Размер манжеты	25–36 см
Материал манжеты	Нейлон
Материал камеры манжеты	ТПУ
Количество трубок	2
Манжета с металлическим кольцом	Да
Условия эксплуатации (температура)	от +10 до +40 °С
Условия эксплуатации (влажность)	не более 85 %
Возрастные ограничения соответствующего размера	Без ограничения возраста при использовании манжеты соответствующего размера
Срок службы тонометра	7 лет
Срок службы манжеты	3 года
Гарантия	2 года

## Преимущества

- Классический механический принцип измерения артериального давления без необходимости использования элементов питания.
- Металлический anerоидный манометр обеспечивает устойчивость к ежедневной эксплуатации.
- Встроенный в манжету металлический стетоскоп упрощает проведение измерений без дополнительных аксессуаров.
- Нейлоновая манжета LD-Cuff с металлическим фиксирующим кольцом облегчает самостоятельное наложение.
- Размерные метки на манжете помогают правильно расположить её на плече.
- Металлический игольчатый клапан обеспечивает плавную и точную регулировку скорости сброса воздуха.
- Нагнетатель из натурального каучука отличается удобством эксплуатации и длительным сроком службы.
- Сетчатый фильтр обратного клапана снижает вероятность попадания пыли внутрь механизма.
- Циферблат диаметром 45 мм обеспечивает удобное считывание показаний.
- Подходит для пользователей любого возраста при применении манжеты соответствующего размера.
- Компактные размеры и небольшая масса обеспечивают удобство хранения и транспортировки.
- Нейлоновая сумка в комплекте позволяет хранить прибор и переносить его без дополнительных аксессуаров.
- Совместимость с манжетами серии LD-Cuff расширяет возможности эксплуатации прибора.
- Надёжная механическая конструкция рассчитана на продолжительный срок службы до 7 лет.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Little Doctor

Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005250.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005250.pdf</a>
Габариты, мм	115×185×75
Вес, кг	0.328
Страна производства	Китай

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.