

Механический тонометр Little Doctor LD-80

Тонометры



Ваша цена

Розница
1 302 руб.

Оптовая цена
1 290 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Механический тонометр Little Doctor LD-80

Механический тонометр Little Doctor LD-80 – профессиональный прибор классического типа, предназначенный для измерения артериального давления у новорождённых, младенцев и детей методом аускультации. Модель разработана с учётом особенностей педиатрической практики и поставляется с набором специализированных манжет различных размеров.

Тонометр оснащён металлическим anerоидным манометром с диаметром циферблата 45 мм, обеспечивающим удобное считывание результатов измерений. Для нагнетания воздуха используется система на базе нагнетателя LD-S014 и обратного клапана LD-S016 с защитным сетчатым фильтром, предотвращающим попадание пыли внутрь механизма.

В комплект входят три хлопковые манжеты с размерными метками для правильного подбора по окружности плеча. Металлический игольчатый воздушный клапан обеспечивает плавное и контролируемое снижение давления при проведении измерения.

Особенности

- Профессиональный механический тонометр классического типа.
- Предназначен для измерения артериального давления у новорождённых, младенцев и детей.
- Металлический anerоидный манометр.
- Диаметр циферблата манометра 45 мм.
- Три хлопковые манжеты для разных возрастных групп.
- Размерные метки на манжетах для правильного наложения.
- Металлический игольчатый воздушный клапан.
- Сетчатый фильтр обратного клапана защищает прибор от засорения пылью.
- Двухтрубная система подключения манжет.
- Подходит для пациентов любого возраста при использовании соответствующей манжеты.
- Совместимость нагнетателя со всеми моделями тонометров, кроме комбинированных.

Показания к применению

- Измерение артериального давления у новорождённых.
- Контроль артериального давления у младенцев.
- Измерение артериального давления у детей.
- Проведение профилактических и диагностических осмотров.
- Использование в педиатрической практике.

Комплект поставки

- Манометр.
- Манжета LD Cuff C2N.
- Манжета LD Cuff C2I.
- Манжета LD Cuff C2C.
- Нагнетатель.
- Обратный клапан.
- Воздушный клапан.
- Сумка для хранения.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип прибора	механический профессиональный тонометр
Материал манометра	металл
Диаметр циферблата	45 мм
Диапазон измерения давления	от 0 до 300 мм рт. ст.
Погрешность измерения	± 3 мм рт. ст.
Клапан травления	металлический, игольчатый
Размер нагнетателя	86 × 45 × 45 мм
Материал нагнетателя	натуральный каучук, металл
Масса нагнетателя	25 г
Фильтр обратного клапана	есть
Размеры манжет	от 7 до 12 см, от 11 до 19 см, от 18 до 26 см
Материал манжет	хлопок
Материал камеры манжеты	ТПУ
Манжета с металлическим кольцом	нет
Количество трубок	2
Фонендоскоп в комплекте	нет
Условия эксплуатации (температура)	от +10 до +40 °С
Условия эксплуатации (влажность)	85% и ниже
Срок службы тонометра	7 лет
Срок службы манжет	3 года
Гарантия	2 года

Преимущества

- Профессиональное исполнение для использования в педиатрической практике.
- Предназначен для измерения артериального давления у новорождённых, младенцев и детей.
- Комплект из трёх хлопковых манжет позволяет подобрать оптимальный размер под возраст пациента.
- Манжеты охватывают диапазон окружности плеча от 7 до 26 см.
- Металлический anerоидный манометр обеспечивает стабильность измерений и длительный срок службы.
- Увеличенный циферблат диаметром 45 мм облегчает визуальный контроль показаний.
- Металлический игольчатый клапан обеспечивает плавную регулировку скорости сброса воздуха.
- Сетчатый фильтр обратного клапана защищает внутренние элементы от попадания пыли.
- Размерные метки на манжетах помогают правильно расположить манжету при измерении.
- Двухтрубная конструкция манжет обеспечивает стабильную работу измерительной системы.
- Нагнетатель из натурального каучука отличается удобством эксплуатации и устойчивостью к интенсивному использованию.
- Высокая точность измерения с допустимой погрешностью не более ± 3 мм рт. ст.
- Широкий диапазон измерения от 0 до 300 мм рт. ст.
- Подходит для применения без возрастных ограничений при использовании манжеты соответствующего размера.
- Компактная комплектация с сумкой обеспечивает удобство хранения и транспортировки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для дома

Ссылка на документы<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040508.pdf>,<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040508.pdf>**Габариты, мм**

115×185×75

Вес, кг

0.351

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.