

## Металлический вытяжной шкаф Теолаб ШВМ-1200 МОН-С-Комфорт

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**174 744 руб.**

Оптовая цена  
**168 272 руб.**



В наличии

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Металлический вытяжной шкаф с сантехникой Теолаб ШВМ-1200 МОН-С-Комфорт

Металлический вытяжной шкаф с сантехникой Теолаб ШВМ-1200 МОН-С-Комфорт – это профессиональное лабораторное оборудование, предназначенное для безопасной работы с токсичными и вредными летучими веществами. Шкаф оснащён керамогранитной столешницей, устойчивой к агрессивным химическим реагентам и высоким температурам, а также встроенной сантехникой для проведения лабораторных работ.

Конструкция шкафа выполнена из металла с полимерным покрытием на цельносварном каркасе, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Модель оборудована четырьмя зонами вытяжки, защитным экраном из закалённого стекла и брызгозащищёнными розетками, что делает её идеальным решением для оснащения современных химических, медицинских и научно-исследовательских лабораторий.

### Особенности

- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской
- Металлические панели с полимерным покрытием
- Противопроливочный бортик из шлифованной нержавеющей стали AISI-316
- Четыре зоны вытяжки в куполе и над столешницей
- Защитный экран из закалённого стекла толщиной 4 мм в алюминиевой раме
- Раковина-слив из химически стойкого полипропилена
- Латунный кран с полипропиленовым покрытием
- Две брызгозащищённые розетки на передней панели (16 А, 250 В)
- Выключатель светодиодной лампы и тумблер аварийного отключения
- Нижняя тумба с тремя распашными дверцами и полкой
- Отдельная вытяжка для тумбы (патрубок  $\varnothing$  100 мм)
- Регулируемые по высоте ножки
- Столешница из керамогранитной плиты размером 120 × 60 см
- Высокая термостойкость и устойчивость к химическим реагентам
- Устойчивость к концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям
- Возможность установки сушильных шкафов и нагревательных приборов

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Внутренние размеры камеры (Ш×Г×В)	1 200 × 600 × 1 142 мм
Материал столешницы	Керамогранит
Диаметр основного фланца вентиляции	200 мм
Диаметр фланца вентиляции тумбы	100 мм
Количество розеток	2 (снаружи шкафа)
Номинальный ток розеток	16 А
Максимальное напряжение розеток	250 В
Глубина раковины	122 мм

Внутренние размеры раковины	218 × 115 × 122 мм
Габаритные размеры раковины	252 × 150 × 125 мм
Внутренний диаметр слива раковины	39,24 мм
Внешний диаметр слива раковины	46,27 мм

## Преимущества

Металлический вытяжной шкаф Теолаб ШВМ-1200 МОН-С Комфорт предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым оборудованием для безопасной и эффективной работы в лаборатории:

- Металлический вытяжной шкаф с сантехникой — отличный выбор для любой лаборатории.
- Прочный, надёжный и очень удобный в эксплуатации.
- Защитный экран сделан из закалённого стекла.
- В тумбу встроена вытяжка, в ней можно безопасно хранить реагенты.
- Цельносварной металлический каркас обеспечивает максимальную устойчивость и долговечность.
- Столешница из керамогранита устойчива к химическим реагентам и высоким температурам.
- Четыре зоны вытяжки обеспечивают эффективное удаление вредных паров и газов.
- Встроенная раковина из химически стойкого полипропилена для проведения лабораторных работ.
- Брызгозащищённые розетки на передней панели для безопасного подключения оборудования.
- Регулируемые ножки позволяют установить шкаф на неровной поверхности.
- Противопроливочный бортик из нержавеющей стали предотвращает разлив жидкостей.
- Аварийное отключение питания обеспечивает дополнительную безопасность работы.

Является эффективным решением для оснащения современных лабораторий, обеспечивая безопасность, эргономику и удобство в ежедневной работе.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КОРСА
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032309.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032309.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010032309.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010032309.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	1 260 × 740 × 2 220
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.