

## Мини-логгер температуры и влажности Testo 174 Н

USB-логгеры



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Торговля

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру, влажность
- Диапазон измерения, °С: -20...+70
- Диапазон измерения, % ОВ: 0...100

## Описание

### 1-канальный USB -логгер данных температуры и влажности Testo 174 Н

Testo 174 Н – это простой и надёжный логгер температуры и влажности. Память на 16 000 измеренных значений, ресурс батареи – около года.

Testo 174 Н продаётся в двух комплектациях:

- Testo 174 Н: сам логгер с батарейками, без USB-платформы, через которую логгер подключается к компьютеру.
- Testo 174 Н вместе с USB-переходником: в комплект, помимо переходника, входит программное обеспечение, позволяющее анализировать и хранить данные.

USB-переходник и ПО подходит для логгеров Testo 174 Т и Testo 174 Н. Вы можете купить один полный комплект с переходником и нужное количество логгеров.

Драйверы для логгеров и программное обеспечение Testo ComSoft Basic можно скачать с официального сайта производителя. Для работы ПО требуется компьютер с Windows XP (Service Pack 3) и новее.

Логгер Testo 174 Н используется при хранении предметов, чувствительных к климату (продуктов питания, лекарств, архивных материалов, музейных экспонатов, металлических деталей, подверженные образованию плёнки ржавчины и т.д.).

Логгер надёжно записывает показания и может использоваться для непрерывной записи и документирования данных температуры. Данные сохраняются даже при разрядке или замене аккумулятора. Текущие показания, а также любые возможные нарушения предельных значений, можно сразу увидеть на большом дисплее.

Внесён в Государственный реестр средств изменений.

Работает от батареек типа CR 2032, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на год работы.

Комплект поставки Testo 174 Н:

- Сам логгер 174 Н с батарейками (2 шт, CR 2032, литиевые).
- Настенное крепление.
- Заводской протокол калибровки.

Комплект поставки Testo 174 Н с USB-переходником:

- Сам логгер 174 Н с батарейками (2 шт, CR 2032, литиевые).
- USB-переходник для подключения к компьютеру.
- Настенное крепление.
- Заводской протокол калибровки.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Testo
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Торговля
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010016027.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010016027.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010016027.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010016027.pdf</a>
<b>Измеряет</b>	температуру, влажность
<b>Диапазон измерения, °C</b>	-20...+70
<b>Погрешность, °C</b>	0,5
<b>Разрешение, °C</b>	0,1
<b>Диапазон измерения, % ОВ</b>	0...100
<b>Погрешность, % ОВ</b>	±3 % ОВ (2...+98 % ОВ) при +25 °C
<b>Разрешение, % ОВ</b>	0,1
<b>Габариты, мм</b>	60×38×18,5
<b>Вес, кг</b>	0.034

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.