

Многоразовый неонатальный мешок Амбу TOPMED-350B

Мешки Амбу Арт. 9104-11-35



Ваша цена

Розница

4 509 руб.

Оптовая цена

4 469 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Многоразовый неонатальный мешок Амбу TOPMED-350B

Многоразовый неонатальный мешок Амбу TOPMED-350B предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких новорождённым при дыхательной недостаточности любой этиологии. Изделие обеспечивает эффективную респираторную поддержку в условиях экстренной медицинской помощи, анестезиологии и реанимации.

Мешок применяется в автомобилях скорой медицинской помощи, отделениях интенсивной терапии, операционных и реанимации, а также во время транспортировки пациентов внутри медицинских учреждений и при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Комплект включает многоразовый дыхательный мешок объёмом 350 мл, резервуарный мешок объёмом 810 мл, многоразовую анестезиологическую маску №1, кислородную трубку длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом и шарнирный переходник с клапаном пациента и клапаном ограничения давления. Изделие поставляется в индивидуальном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.

Дыхательный мешок и маска изготовлены из материалов, допускающих многократную стерилизацию в автоклаве, что позволяет использовать комплект многократно в условиях медицинских учреждений.

Особенности

- Многоразовый дыхательный мешок объёмом 350 мл.
- Предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких новорождённым.
- Дыхательный мешок изготовлен из медицинского силикона.
- Многоразовая анестезиологическая маска №1.
- До 20 циклов стерилизации дыхательного мешка и маски в автоклаве.
- Шарнирный переходник с осью вращения на 360°.
- Клапан ограничения давления для защиты дыхательных путей от избыточного давления.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка обеспечивает надёжный захват.
- Кислородная трубка длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом.
- Резервуарный мешок объёмом 810 мл входит в комплект.
- Индивидуальный пластиковый бокс с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.

Показания к применению

- Ручная искусственная вентиляция лёгких новорождённых при дыхательной недостаточности различной этиологии.
- Оказание экстренной медицинской помощи новорождённым.
- Использование в реанимационных отделениях и операционных.
- Проведение респираторной поддержки в отделениях интенсивной терапии.
- Поддержание дыхания во время анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств.
- Транспортировка пациентов внутри медицинских учреждений.
- Обучение медицинского персонала навыкам ручной искусственной вентиляции лёгких.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип мешка	Многоразовый

Назначение	Для новорождённых	
Объём дыхательного мешка	350 мл	
Количество циклов стерилизации мешка и маски	До 20	
Материал дыхательного мешка	Медицинский силикон	
Объём резервуарного мешка	810 мл	
Материал резервуарного мешка	ПВХ	
Маска	Многоразовая анестезиологическая №1	
Ограничение давления в дыхательном контуре	40 см вод. ст.	
Сопротивление вдоху	1,5 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин	
Сопротивление выдоху	1,8 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин	
Кислородная трубка	2 м со звездообразным просветом	
Шарнирный переходник	Есть, с осью вращения на 360°	
Клапан ограничения давления	Есть	
Срок годности	5 лет	

Комплект поставки

- Многоразовый дыхательный мешок с блоком клапанов 350 мл – 1 шт.
- Резервуарный мешок 810 мл – 1 шт.
- Многоразовая анестезиологическая маска №1 – 1 шт.
- Кислородная трубка длиной 2 м – 1 шт.
- Пластиковый бокс – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества

- Предназначен для ручной искусственной вентиляции лёгких новорождённых.
- Многоразовый дыхательный мешок изготовлен из медицинского силикона.
- Дыхательный мешок и маска выдерживают до 20 циклов стерилизации в автоклаве.
- Шарнирный переходник с вращением на 360° обеспечивает удобство проведения вентиляции в любом положении пациента.
- Клапан ограничения давления снижает риск возникновения баротравмы лёгких.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка предотвращает скольжение в руках медицинского персонала.
- Многоразовая анестезиологическая маска №1 с нераздувной открытой манжетой обеспечивает плотное и герметичное прилегание к лицу новорождённого.
- Кислородная трубка длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Резервуарный мешок объёмом 810 мл входит в стандартную комплектацию.
- Подходит для использования в скорой медицинской помощи, отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии.
- Прозрачный пластиковый бокс защищает комплект от повреждений при хранении и транспортировке.
- Бокс оснащён удобной ручкой для переноски.
- Комплект предназначен для многократного применения в условиях медицинских учреждений.
- Срок годности изделия составляет 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9104-11-35
Бренд	ТОРМЕД
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра, Для скорой помощи
Габариты, мм	260×140×140

Вес, кг	0.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.