

Мобильный хирургический светодиодный светильник Mindray HyLED 9300M

Хирургические светильники



Ваша цена

Розница
164 000 руб.

Оптовая цена
164 000 руб.

mindray

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Мобильный хирургический светодиодный светильник Mindray HyLED 9300/9300M

Хирургические светильники серии HyLED 9300M предназначены для проведения хирургических, терапевтических и диагностических процедур в операционной или процедурном кабинете. Mindray HyLED 9300 удобны в повседневном использовании и обеспечивают превосходное освещение.

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09844 от 01.03.2017.

Купол светильника имеет светодиодных источников света с пятью уровнями яркости. На куполе светильника располагается кнопочная панель управления. Основание светильника на четырёх колёсах с тормозами, его легко перевозить с места на место.

Возможна поставка в двух вариантах:

- Mindray HyLED 9300 без аккумуляторов. Светильник работает от сети.
- Mindray HyLED 9300M с аккумуляторами. Светильник работает от сети и может работать автономно от аккумуляторов до 10 часов при максимальной интенсивности.

Технические характеристики

Параметр

Преимущества

- Высокая освещённость — до 160 000 люкс — обеспечивает отличную видимость операционного поля.
- Регулируемая цветовая температура (от 3 500 K до 5 100 K) для адаптации к различным хирургическим сценариям.
- Технология компенсации теней улучшает видимость в труднодоступных зонах.
- Мобильная стойка с надёжной фиксацией и лёгкой манёвренностью для гибкого позиционирования.
- Сенсорное управление интенсивностью света и цветовой температурой — интуитивно и быстро.
- Долговечные светодиоды с ресурсом работы до 60 000 часов.
- Антибактериальное покрытие корпуса и плавные линии конструкции для упрощённой гигиенической обработки.
- Низкое тепловыделение — комфорт как для пациента, так и для хирургической команды.
- Поддержка работы в автономном режиме (для версии 9300M) от аккумулятора при отключении электроснабжения.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Mindray

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026433.pdf>

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.