

# Монитор пациента Mindray BeneVision N1

Прикроватные мониторы



**mindray**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Транспортный монитор пациента Mindray BeneVision N1

Mindray BeneVision N1 — компактный модульный монитор экспертного класса, предназначенный для непрерывного мониторинга жизненно важных показателей пациента при транспортировке внутри лечебного учреждения и за его пределами. Поддерживает интеграцию с линейкой мониторов BeneVision и системой центрального мониторинга.

Идеален для работы в отделениях интенсивной терапии, анестезиологии и при внутри- или межбольничной транспортировке.

Особенности Mindray BeneVision N1

- Высокое разрешение дисплея 1920 × 1080 пикселей на компактном экране 5,5 дюймов.
- Цветной сенсорный дисплей с удобной навигацией.
- Поддержка русского языка интерфейса.
- Модульная архитектура для интеграции с другими мониторами и системами.
- Встроенный аккумулятор и карта памяти для автономной работы и хранения данных.
- Совместимость с системой BeneVision CMS.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Класс аппарата	Экспертный
Цветной сенсорный дисплей	5,5 дюймов
Разрешение экрана	1920 × 1080 пикселей
Язык интерфейса	Русский
Карта памяти	4 ГБ

Аккумулятор

2 встроенные батареи Li-ion

## Преимущества

- Сенсорный HD-экран 5,5 дюйма с широким углом обзора 160°, обеспечивающий чёткое изображение с любого ракурса.
- Автоматическая регулировка яркости экрана для комфортного использования при любых условиях освещения (с возможностью отключения).
- До 8 часов автономной работы от встроенного аккумулятора, что идеально для транспортировки и длительных процедур.
- Ударопрочный, пыле- и водонепроницаемый корпус с классом защиты IP44, выдерживает падение с высоты 1,2 м.
- Интуитивно понятный интерфейс с быстрым доступом к основным функциям, снижающий время обучения персонала.
- Отображение до 5 основных сигналов и мониторинг более 10 критических параметров пациента одновременно.
- Компактный и лёгкий дизайн для удобства транспортировки и работы в условиях ограниченного пространства.
- Совместимость с центральными станциями мониторинга и возможностью интеграции в медицинские информационные системы.
- Высокая надёжность и точность измерений, поддержка различных модулей и датчиков для расширения функционала.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021447.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021447.pdf</a>
Дополнительные особенности	есть карта памяти
Габариты, мм	150 × 102 × 81
Вес, кг	0.95
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.