

## Монитор пациента Mindray iMEC 10

Прикроватные мониторы



- Особенности мониторов: есть встроенный принтер, работает от сети или аккумуляторов

**mindray**

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2012/12885 от 27.11.2012**

### Описание

#### Монитор пациента Mindray iMEC 10

Монитор Mindray iMEC 10 – современный аппарат с безвентиляторной конструкцией, оснащённый цветным сенсорным экраном. Применяется в различных подразделениях больницы, в том числе в отделении неотложной помощи, отделениях реабилитации, стационарах и амбулаторных подразделениях. Очень удобен для транспортировки пациентов.

Простой и интуитивно понятный сенсорный интерфейс монитора обеспечивает мгновенный и простой доступ ко всем его функциям. Это ускоряет и упрощает действия оператора, необходимые для мониторинга пациента. Настраиваемые клавиши быстрого доступа позволяют быстро включать часто используемые функции, экономя время для оказания медицинской помощи пациентам. Цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма позволяет легко увидеть все необходимые данные.

Прибор с функцией автономного режима работы, потребляет на 50 % меньше энергии, чем схожие аналоги, что позволяет увеличить время автономной работы и не использовать вентилятор.

Благодаря встроенному модулю Wi-Fi монитор объединяется с центральной станцией мониторинга. При этом обеспечивается удобный доступ к информации о состоянии пациента в режиме реального времени. Монитор пациента хранит в памяти записи измерений: до 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра, 120 часов табличных и графических трендов, 1000 измерений НИАД и 100 тревожных эпизодов. Встроенный 3-канальный термопринтер выводит все кривые и данные. Порт USB позволяет передавать данные пациента на компьютер и копировать персональные данные пользователя на другие мониторы.

Благодаря небольшому весу и встроенной ручке для переноски монитор можно использовать при транспортировке пациента. Аккумулятор позволяет работать автономно до четырёх часов.

Наблюдаемые параметры

- Частота сердечных сокращений.
- Частота дыхания.
- SpO<sub>2</sub>.
- Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД).
- Температура (2 канала).
- ЭКГ (3/5 отведений).

Опциональные параметры (необходимо приобрести дополнительные модули)

- Измерение сердечного выброса.
- Инвазивное измерение АД.
- EtCO<sub>2</sub>.

### Преимущества

#### Преимущества Mindray iMEC 10

- Безвентиляционная конструкция.
- Световые сигналы тревоги.
- Сенсорный экран с высоким разрешением, который позволяет управлять монитором одним касанием экрана.
- Клавиши быстрого доступа.
- Большой объем памяти.
- Встроенный термопринтер.
- Мощный литий-ионный аккумулятор.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
<b>Особенности мониторов</b>	есть встроенный принтер, работает от сети или аккумуляторов
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.