

Моноблочный монитор пациента Mindray ePM15

Прикроватные мониторы



mindray

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Моноблочный монитор пациента Mindray ePM15

Монитор Mindray ePM15 обеспечивает отличную визуализацию, интеллектуальное управление, точные измерения физиологических параметров, бесперебойный рабочий процесс и полный комплекс возможностей сетевого взаимодействия. Это мобильный монитор с большим экраном диагональю 15,6 дюйма, способный работать в автономном режиме до нескольких часов.

В стандартной комплектации монитор позволяет измерять:

- неинвазивное артериальное давление (НИАД),
- 2 температуры (Темп),
- SpO₂,
- ЭКГ в 3/5 отведениях.

Особенности

- Алгоритм ЭКГ с анализом по нескольким отведениям, анализом ST и QT-интервалов.
- Алгоритм SpO₂ устойчив к низкой перфузии.
- Быстрый и точный алгоритм НИАД, одобренный Британским обществом по борьбе с гипертонией (BHS).
- Полная интеграция в систему мониторинга пациента и возможность подключения сетевого или термопринтера (3-кривые, ширина ленты 50 мм).

В расширенной комплектации дополнительно поддерживаются:

- измерение инвазивного давления (до 4 каналов),
- капнография (EtCO₂),
- сердечный выброс,
- анализ анестезиологических газов,
- мониторинг глубины анестезии (BIS).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Класс аппарата	Средний
Цветной сенсорный дисплей	15,6 дюйма

Разрешение экрана

1366×768 пикселей

Язык интерфейса

Русский

Карта памяти

2 ГБ

Аккумулятор

Li-ion, 11,1 В, 2600 мАч

Преимущества

- Ёмкостный сенсорный HD-дисплей диагональю 15,6 дюйма с широким углом обзора $\geq 170^\circ$, обеспечивающий чёткое изображение при любом освещении.
- Плоский, интуитивный пользовательский интерфейс с универсальным дизайном для всей линейки ePM, снижающим время на обучение персонала.
- До 18 настраиваемых быстрых клавиш — индивидуальная настройка под предпочтения каждого отделения.
- Одним касанием можно открыть мини-экран трендов или установить базовые показатели пациента в начале мониторинга.
- Поддержка коммуникационных протоколов Serial DIAP и HL7 — интеграция с системами EMR и централизованным мониторингом без потерь данных.
- Функция Caregroup: просмотр данных закреплённой группы пациентов с других мониторов прямо на экране ePM15.
- Возможность мониторинга данных до 12 других пациентов в реальном времени на одном экране без необходимости центральной станции.
- Скрытая эргономичная ручка для переноски упрощает перемещение и не мешает дезинфекции — гладкая поверхность устойчива к медсредствам для чистки.
- Гибкие крепления: для прикроватного использования или транспортировки на тележках и кронштейнах.
- Совместимость с Mobile Viewer и центральной станцией мониторинга Mindray — удалённый доступ к данным в любое время и в любом месте.
- Надёжная работа даже в условиях высокой нагрузки — оптимально для отделений интенсивной терапии, реанимации, хирургии и при транспортировке пациентов.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Mindray

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023641.pdf>

Габариты, мм

397 × 293 × 181

Вес, кг

4.9

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.