

## Морозильник Бирюса 245K-RB

Медицинские морозильники



### Ваша цена

Розница  
**218 053 руб.**

Оптовая цена  
**205 007 руб.**

**бирюса**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °С: -18...-40
- Общий объём, л: 242

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Морозильник Бирюса 245K-RB

Предназначен для обеспечения температуры хранения плазмы крови, вакцины, криопреципитата, ферментов и биологических образцов в замороженном состоянии.

Применяется в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях.

Особенности:

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком.
- Металлическая дверь с замком.
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур.
- Отображение температуры на панели управления.
- Полки сетчатые – 5 шт.
- Улучшенная теплоизоляция и двойной уплотнитель на двери обеспечивают точное поддержание заданной температуры.

## Характеристики

| Параметр:                | Показатель:         |
|--------------------------|---------------------|
| Бренд                    | Бирюса              |
| Страна бренда            | Россия              |
| Отрасли                  | Здравоохранение     |
| Тип холодильника         | фармацевтический    |
| Форм-фактор холодильника | высокий (напольный) |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Дверцы</b>                               | непрозрачные металлические |
| <b>Температура в морозильной камере, °C</b> | -18...-40                  |
| <b>Общий объём, л</b>                       | 242                        |
| <b>Количество компрессоров, шт</b>          | 1                          |
| <b>Габариты, мм</b>                         | 665×755×1690               |
| <b>Вес, кг</b>                              | 80                         |
| <b>Вес в упаковке, кг</b>                   | 90                         |
| <b>Габариты в упаковке, см</b>              | 730×850×1720               |
| <b>Электропитание, В</b>                    | 220±22                     |
| <b>Потребляемая мощность, Вт</b>            | 200                        |
| <b>Страна производства</b>                  | Россия                     |

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.