

Морозильник Бирюса 245K-RB

Медицинские морозильники



Ваша цена

Розница
242 284 руб.

Оптовая цена
227 789 руб.

бирюса

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °C: -18...-40
- Общий объём, л: 242

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Морозильник Бирюса 245K-RB

Предназначен для обеспечения температуры хранения плазмы крови, вакцины, криопреципитата, ферментов и биологических образцов в замороженном состоянии.

Применяется в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях.

Особенности:

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком.
- Металлическая дверь с замком.
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур.
- Отображение температуры на панели управления.
- Полки сетчатые – 5 шт.
- Улучшенная теплоизоляция и двойной уплотнитель на двери обеспечивают точное поддержание заданной температуры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)

Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °С	-18...-40
Общий объём, л	242
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	665×755×1690
Вес, кг	80
Вес в упаковке, кг	90
Габариты в упаковке, см	730×850×1720
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	200
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.