

## Набор кювет №2

Кюветы и запчасти



### Ваша цена

Розница  
**18 500 руб.**

Оптовая цена  
**17 760 руб.**

**Сделано  
 в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Материал кювет: стекло
- Подходит для: спектрофотометров КФК

## Описание

### Набор стеклянных кювет №8470; 2

Набор кювет №8470; 2 включает кюветы с длиной оптического пути 5, 10, 20, 30, 50 мм по 3 шт. Выполнены по стандарту КФК (ширина 24 мм). Подходят для приборов КФК-2, [КФК-3-01](#), ПЭ-5300/5400, UNICO-1201/2100 и других.

Кюветы оптические предназначены для фотометрирования в фотометрах, колориметрах, флуориметрах, микроколориметрах, гемоглобинометрах и других приборах с кислотами, щелочами и органическими растворителями.

Кюветы изготовлены из оптического стекла К-8. Их технологической особенностью является повышенная устойчивость к агрессивным реагентам, что позволяет многократно использовать кюветы для любых исследований.

Произведены в России.

## Характеристики

| Параметр:      | Показатель:           |
|----------------|-----------------------|
| Бренд          | Сделано в России      |
| Страна бренда  | Россия                |
| Материал кювет | стекло                |
| Подходит для   | спектрофотометров КФК |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.