

Набор кювет №4

Кюветы и запчасти



Ваша цена

Розница
10 900 руб.

Оптовая цена
10 465 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Материал кювет: стекло
- Подходит для: спектрофотометров КФК

Описание

Набор стеклянных кювет № 4

Набор кювет №4 включает кюветы с длиной оптического пути 10, 20, 30 мм по 3 шт. Выполнены по стандарту КФК (ширина 24 мм). Подходят для приборов КФК-2, [КФК-3-01](#), ПЭ-5300/5400, UNICO-1201/2100 и других.

Оптические кюветы предназначены для фотометрирования в фотометрах, колориметрах, флуориметрах, микроколориметрах, гемоглобинометрах и других приборах.

Кюветы изготовлены из оптического стекла К-8. Их технологической особенностью является повышенная устойчивость к агрессивным реагентам (они устойчивы к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей) что позволяет многократно использовать кюветы для любых исследований.

Произведены в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Материал кювет	стекло
Подходит для	спектрофотометров КФК

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.