

Наконечник Ленпипет 100-1000 мкл

Дозаторы Арт. 9401032



Ваша цена

Розница

1 638 руб.

Оптовая цена

1 579 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Наконечник Ленпипет 100–1000 мкл

Наконечник Ленпипет 100–1000 мкл — расходный элемент одноразового применения к пипеточным дозаторам воздушного вытеснения. Предназначен для точного дозирования жидких образцов в лабораторных условиях.

Изделие обеспечивает герметичное соединение с конусом дозатора, а ребристая «юбочка» надёжно удерживает наконечник в штативе. Ровные плотные стенки и гидрофобная поверхность гарантируют полное опустошение наконечника при работе.

Наконечник изготовлен с использованием современных литейных технологий, предотвращающих образование облоя и обеспечивающих правильную форму отверстия. Поставляется по 1000 шт. в упаковке без фильтра.

Особенности

- Герметичное соединение с пипеточным дозатором.
- Ребристая «юбочка» для надёжной фиксации в штативе.
- Ровные плотные стенки наконечника для полного опустошения.
- Гидрофобная поверхность предотвращает прилипание жидкости.
- Современные технологии литья исключают образование облоя и обеспечивают точную форму отверстия.
- Одноразовое применение, подходит для лабораторных анализов и экспериментов.

Технические характеристики

Наименование	Упаковка	Диапазон	Длина
Наконечник Ленпипет 100–1000 мкл	1000 шт. в упаковке, без фильтра		
100–1000 мкл	71 мм		

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

9401032

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031420.pdf>

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.