

Напольная стойка для дозаторов антисептических средств

Дозаторы для антисептиков



Ваша цена

Розница
3 995 руб.

Оптовая цена
3 835 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Напольная стойка для дозаторов антисептических средств

Стойка предназначена для размещения автоматических сенсорных дозаторов для антисептических растворов и гелей [Stegler SD-1S](#).

Выполнена из металлической профилированной трубы, покрытой специальной порошковой краской. Дозаторы крепятся на пластину стойки на два винтовых подвеса за специальное крепление — ушко. Имеет устойчивые прорезиненные ножки без колёс. Предназначена для стационарного размещения.

Поверхность стойки можно дезинфицировать всеми доступными средствами обработки.

Стойка поставляется в разборном виде, но сборка не займёт много усилий и времени.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	355 × 355 × 1 510
Вес, кг	4.72
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.