

Напольные весы OHAUS Defender 3000 DF32M3000BLX

Платформенные весы Арт. 83033731

Ваша цена


Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 3000
- Дискретность, г: 1000
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Напольные весы OHAUS Defender 3000 DF32M3000BLX

Напольные весы OHAUS Defender 3000 — оптимальный выбор для взвешивания тяжёлых грузов. Весы OHAUS Defender 3000 доступны с квадратной и прямоугольной платформой, могут быть установлены в приямок и поставляются с соответствующими пандусами и монтажными принадлежностями. Эти напольные платформы сочетают функционал, качество и надёжность, на которые можно положиться.

Имеются квадратные и прямоугольные платформы в пяти размерах от 0,8×0,8 м до 1,5×1,5 м. НПВ — 1500 или 3000 кг.

Соединительный короб из нержавеющей стали с верхним доступом имеет класс защиты IP65 от пыли и воды и легко регулируется при установке весов в приямок.

Терминал оснащён интерфейсом RS232 и ЖК-дисплеем с подсветкой и хорошо видимыми 25-миллиметровыми цифрами.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [74252-19](#). Срок свидетельства: до 01.03.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное взвешивание, суммирование, фиксирование максимального веса.

Дисплей

T32MC: жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD) T32ME: светодиодный индикатор (LED).

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект).

Связь

Двунаправленный интерфейс RS232 (входит в комплект).

Материалы конструкции

Терминал с передней панелью из АБС-пластика и задней из окрашенной углеродистой стали, чёрная окрашенная стальная платформа, соединительный короб из нержавеющей стали с классом защиты IP65, фиксированная грузоприёмная платформа 5 мм, четыре датчика веса H68C IP67 OIML R60, обрамление приямка и пандусы (опции).

Преимущества

Преимущества OHAUS Defender 3000 DF32M3000BLX

Защита от перегрузки до 150 %.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---------------|
| Артикул | 83033731 |
| Бренд | OHAUS |
| Страна бренда | США |
| Тип весов | платформенные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 3000 |
| Дискретность, г | 1000 |
| Калибровка | внешняя |
| Класс точности | Средний (III) |
| Размер платформы, мм | 1500×1200 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Защита от пыли и влаги (IP) | IP65 |
| Габариты, мм | 110×1500×1200 |
| Вес, кг | 209 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.