

## Настольное крепление для светильника KaWe Masterlight

Медицинские светильники

Арт. 10.90301.001



### Ваша цена

Розница  
**2 825 руб.\***

34 €

Оптовая цена  
**2 825 руб.**

34 €



Под заказ

\* ориентировочная цена на 11.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Настольное крепление для светильника KaWe Masterlight

Настольное крепление KaWe Masterlight применяется для фиксации медицинского светильника в условиях рабочего стола и организации стабильного локального освещения в процессе диагностических и осмотровых процедур. Конструкция обеспечивает надёжную установку светильника без необходимости стационарного монтажа или использования напольных опор.

Решение используется в кабинетах различного профиля и позволяет врачу быстро настраивать рабочую зону освещения, сохраняя свободу размещения оборудования на столешнице. Фиксация осуществляется винтовым механизмом, обеспечивающим устойчивость конструкции в процессе эксплуатации.

Для комплексной организации рабочего места может применяться совместно с осветительными системами KaWe Masterlight в двух основных конфигурациях: на передвижной опоре и без крепления к столу.

Настольное крепление предназначено для установки светильника KaWe Masterlight без крепления к столу и обеспечивает его надёжную фиксацию на рабочей поверхности. В качестве альтернативных вариантов размещения также доступны [мобильная версия светильника на передвижной опоре](#) и [настенное крепление KaWe Masterlight](#).

### Особенности

- Обеспечивает устойчивую фиксацию светильника на столешнице рабочего стола.
- Позволяет организовать локальное освещение без напольных конструкций.
- Не требует сверления мебели или стационарного монтажа.
- Винтовой механизм обеспечивает надёжное крепление к поверхности.
- Подходит для использования в диагностических и осмотровых кабинетах.
- Совместимо со светильниками KaWe Masterlight.
- Компактная конструкция для рационального использования рабочего пространства.

### Комплект поставки

- Настольное крепление для светильника KaWe Masterlight.
- Руководство по эксплуатации.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	настольное
Материал	сплав железа
Толщина столешницы	не более 40 мм
Назначение	светильник KaWe Masterlight LED

## Преимущества

- Обеспечивает устойчивую фиксацию светильника на рабочей столешнице без смещения в процессе работы.
- Позволяет организовать локальное освещение без использования напольных стоек и дополнительных опорных конструкций.
- Не требует сверления или повреждения поверхности мебели при установке.
- Винтовой механизм крепления обеспечивает надёжную фиксацию на столешницах различной толщины.
- Компактная конструкция не занимает полезное пространство рабочего места.
- Упрощает быструю установку и демонтаж светильника при необходимости изменения конфигурации кабинета.
- Совместимо со светильниками KaWe Masterlight в различных вариантах исполнения.
- Повышает гибкость организации рабочего пространства в медицинских кабинетах.
- Обеспечивает удобное позиционирование светового источника в зоне осмотра.
- Изготовлено из прочнометаллического сплава с защитным покрытием, устойчивым к эксплуатационным нагрузкам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	10.90301.001
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Габариты, мм	75×95×140
Страна производства	Германия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.