

## Настольный периметр ПНР-03

Периметры и анализаторы поля зрения



### Ваша цена

Розница  
**87 808 руб.**

Оптовая цена  
**87 024 руб.**

**Сделано  
 в России**

В наличии

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Популярное

## Описание

### Офтальмологический регистрирующий настольный периметр ПНР-03

ПНР-03 используется для определения границ поля зрения и дефектов внутри него. Он позволяет использовать методы статической, кинетической и цветовой периметрии.

Состоит из основания, дуги, опоры подбородника, электрической ручки-указки с цветными тест-объектами. Использование ручки-указки облегчает и упрощает работу врача, сокращая время обследования.

Включение осуществляется нажатием кнопки на ручке, выбор цвета и яркости — многопозиционным переключателем. Вращение и установка дуги в определённом положении производится вручную по центральной дисковой шкале. Каждая половина дуги обозначена своим цветом (белым и красным) в соответствии с разметкой на центральной дисковой шкале — это облегчает работу на периметре, упрощает нанесение результатов на бланк и позволяет избежать ошибок. Для удобства пользования градусная разметка дуги нанесена с трёх сторон (включая две боковые), что позволяет видеть её при любом положении дуги.

Демонстрация световых стимулов осуществляется электрической ручкой-указкой. На конце ручки-указки находятся светодиодные тест-объекты, которые в отличие от ранее используемых пигментных объектов, не выцветают и не загрязняются.

Светодиодные тест-объекты обеспечивают

- постоянную и равномерную яркость;
- стандартизацию условий проведения периметрии;
- удобство, простоту и качество обследования;
- возможность проведения статической, кинетической, цветовой периметрии.

Комплектация

- Периметр.
- Ручка-указка с цветными тест-объектами.
- Блок питания.
- Бланк схем полей зрения (250 шт.).
- Наглазник.
- Паспорт.

### Технические характеристики ПНР-03

Параметр ПНР-03

Диаметр дуги, мм

600

Расстояние, мм

---

300

---

Поворот дуги вокруг горизонтальной оси, град

---

360

---

Пределы исследования поля зрения в обе стороны, град

---

80

---

Цена деления шкалы дуги, град

---

10

---

Цена деления дисковой шкалы, град

---

10

---

Пределы абсолютной погрешности, град

---

3

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Сделано в России

**Страна бренда**

Россия

**Ссылка на документы**

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000023142.pdf>

**Габариты, мм**

200×400×600

**Вес, кг**

2

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.