

Неврологический молоток KaWe Buck

Прочее оборудование

Арт. 07.45130.001



Ваша цена

Розница

2 310 руб.

Оптовая цена

2 290 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Неврологический молоток KaWe Buck

Неврологический молоток KaWe Buck предназначен для врачебного выстукивания, оценки состояния сухожильных рефлексов, диагностики нервной проводимости и проверки чувствительности кожи у взрослых и детей. Инструмент широко применяется при проведении неврологического обследования в медицинских учреждениях различных профилей.

Молоток состоит из эргономичной рукоятки и двухсторонней головки, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали. Рабочие поверхности выполнены из чёрного синтетического каучука, обеспечивающего оптимальную упругость и комфорт при проведении обследования.

Конструкция предусматривает встроенную стальную иглу длиной 42 мм для оценки поверхностной чувствительности и неврологических рефлексов, а также кисточку длиной 47 мм для проверки тактильной чувствительности. Игла и кисточка хранятся внутри рукоятки и фиксируются резьбовым соединением, благодаря чему инструмент остаётся компактным и удобным в эксплуатации.

Квадратное сечение рукоятки предотвращает её проскальзывание в руке врача, обеспечивая надёжный хват во время обследования. Игла допускает проведение дезинфекции, что соответствует требованиям современной медицинской практики.

Особенности

- Предназначен для оценки сухожильных рефлексов, нервной проводимости и чувствительности кожи.
- Подходит для обследования взрослых и детей.
- Двухсторонняя головка из нержавеющей стали.
- Рабочие наконечники выполнены из высококачественного синтетического каучука чёрного цвета.
- Встроенная стальная игла длиной 42 мм для оценки поверхностной чувствительности.
- Игла хранится внутри рукоятки и фиксируется резьбовым соединением.
- Встроенная кисточка длиной 47 мм для проверки тактильной чувствительности.
- Кисточка расположена в основании рукоятки и закрепляется резьбой.
- Игла и кисточка образуют два дополнительных диагностических острия.
- Рукоятка квадратного сечения предотвращает проскальзывание в руке.
- Игла допускает дезинфекцию.
- Надёжная немецкая конструкция и высокое качество изготовления.

Показания к применению

- Проверка сухожильных и периостальных рефлексов.
- Оценка состояния нервной проводимости.
- Исследование поверхностной и тактильной чувствительности.
- Проведение первичного и контрольного неврологического обследования.
- Неврологический осмотр взрослых и детей.

Противопоказания

Специфические противопоказания отсутствуют. Инструмент должен использоваться медицинским персоналом по назначению и в соответствии с методикой проведения неврологического обследования.

Комплект поставки

- Неврологический молоток KaWe Buck – 1 шт.
- Игла – 1 шт.
- Кисточка – 1 шт.
- Руководство по применению.

Технические характеристики

Характеристика		Значение
Серия	Buck	
Назначение	Для взрослых и детей	
Материал	Нержавеющая сталь	
Материал рабочих наконечников	Синтетический каучук	
Длина иглы	42 мм	
Длина кисточки	47 мм	
Общая длина	190 мм	
Гарантия производителя	24 мес.	

Преимущества

- Подходит для неврологического обследования взрослых и детей.
- Двухсторонняя головка с рабочими наконечниками из высококачественного синтетического каучука.
- Корпус и головка изготовлены из прочной нержавеющей стали.
- Встроенная стальная игла длиной 42 мм для проверки поверхностной чувствительности и рефлексов.
- Встроенная кисточка длиной 47 мм для оценки тактильной чувствительности.
- Игла и кисточка размещаются внутри рукоятки, что защищает их от повреждений и загрязнения.
- Резьбовое крепление иглы и кисточки обеспечивает их надёжную фиксацию.
- Квадратное сечение рукоятки предотвращает проскальзывание во время обследования.
- Два дополнительных диагностических острия позволяют проводить расширенную оценку чувствительности.
- Игла допускает проведение дезинфекции после использования.
- Компактные размеры и небольшой вес обеспечивают удобство ежедневной работы врача.
- Эргономичная конструкция способствует точному контролю силы удара при исследовании рефлексов.
- Высокое качество изготовления соответствует немецким стандартам медицинского инструмента.
- Надёжная конструкция рассчитана на длительный срок эксплуатации в условиях интенсивного использования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	07.45130.001
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041225.pdf
Вес, кг	0.09
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.