

Одноразовый взрослый мешок Амбу TOPMED-1600B

Мешки Амбу Арт. 9104-21-16



Ваша цена

Розница

2 300 руб.

Оптовая цена

2 215 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Одноразовый взрослый мешок Амбу TOPMED-1600B

Одноразовый взрослый мешок Амбу TOPMED-1600B предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких взрослым пациентам при дыхательной недостаточности любой этиологии. Изделие обеспечивает эффективную респираторную поддержку в условиях экстренной медицинской помощи, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Комплект включает одноразовый дыхательный мешок объёмом 1600 мл, резервуарный мешок объёмом 2900 мл, одноразовую анестезиологическую маску № 5, кислородную трубку длиной 2,1 м и шарнирный переходник с клапаном пациента и клапаном ограничения давления. Переходник с вращением на 360° облегчает проведение вентиляции независимо от положения пациента.

Дыхательный мешок изготовлен из имплантационного медицинского ПВХ. Дыхательный мешок, маска, кислородная трубка и резервуарный мешок предназначены для однократного применения и повторной обработке не подлежат. Комплект поставляется в индивидуальном прозрачном пластиковом боксе с крышкой и ручкой для удобного хранения и транспортировки.

Особенности

- Одноразовый дыхательный мешок объёмом 1600 мл.
- Предназначен для взрослых пациентов.
- Дыхательный мешок изготовлен из имплантационного медицинского ПВХ.
- Все основные компоненты комплекта предназначены для однократного использования.
- Одноразовая анестезиологическая маска № 5 с нераздувной открытой манжетой.
- Шарнирный переходник с осью вращения на 360°.
- Встроенный клапан ограничения давления снижает риск баротравмы лёгких.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка обеспечивает надёжный захват.
- Кислородная трубка длиной 2,1 м со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Дополнительный резервуарный мешок объёмом 2900 мл.
- Поставляется в индивидуальном прозрачном пластиковом боксе с крышкой и ручкой для переноски.
- Готов к использованию сразу после вскрытия упаковки.

Показания к применению

- Проведение ручной искусственной вентиляции лёгких взрослым пациентам.
- Оказание экстренной помощи при дыхательной недостаточности различной этиологии.
- Использование в автомобилях скорой медицинской помощи.
- Применение в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии.
- Использование в операционных при проведении анестезиологического пособия.
- Внутрибольничная транспортировка пациентов.
- Работа служб спасения при авариях и массовом поступлении пострадавших.
- Обучение медицинского персонала методикам ручной искусственной вентиляции лёгких.

Противопоказания

Изделие не имеет специфических противопоказаний при использовании по назначению. Эксплуатация должна осуществляться обученным медицинским персоналом в соответствии с руководством по эксплуатации. Повторное использование компонентов комплекта не допускается.

Комплект поставки

- Мешок дыхательный с блоком клапанов 1600 мл — 1 шт.
- Резервуарный мешок 2900 мл — 1 шт.
- Одноразовая анестезиологическая маска № 5 — 1 шт.
- Кислородная трубка длиной 2,1 м — 1 шт.
- Пластиковый бокс — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип мешка	Одноразовый
Назначение	Для взрослых пациентов
Объём дыхательного мешка	1600 мл
Материал дыхательного мешка	Имплантационный медицинский ПВХ
Объём резервуарного мешка	2900 мл
Материал резервуарного мешка	ПВХ
Маска	Одноразовая анестезиологическая № 5
Ограничение давления в дыхательном контуре	65 см вод. ст.
Сопротивление вдоху	1,5 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Сопротивление выдоху	1,8 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Кислородная трубка	2,1 м со звездообразным внутренним просветом
Шарнирный переходник	С осью вращения на 360°
Клапан ограничения давления	Есть
Срок годности	5 лет

Преимущества

- Предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких взрослым пациентам.
- Одноразовое исполнение исключает необходимость стерилизации после использования.
- Дыхательный мешок изготовлен из имплантационного медицинского ПВХ.
- Шарнирный переходник с вращением на 360° обеспечивает удобное положение маски во время вентиляции.
- Клапан ограничения давления снижает риск возникновения баротравмы лёгких.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка обеспечивает надёжный захват и предотвращает скольжение в руках.
- Кислородная трубка длиной 2,1 м со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Дополнительный резервуарный мешок объёмом 2900 мл позволяет использовать повышенную концентрацию кислорода при проведении вентиляции.
- Одноразовая анестезиологическая маска № 5 с нераздувной открытой манжетой обеспечивает плотное и герметичное прилегание к лицу пациента.
- Комплект поставляется в прочном прозрачном пластиковом боксе для защиты изделия при хранении и транспортировке.
- Бокс оснащён крышкой и удобной ручкой для переноски.
- Полностью готов к использованию сразу после вскрытия упаковки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9104-21-16
Бренд	TORPED
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для скорой помощи

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040792.pdf
Габариты, мм	190×110×110
Вес, кг	0.4
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.