

Весы прецизионные OHAUS Adventurer AX5202 (5200 г, 0,01 г, внутренняя калибровка)

Аналитические и лабораторные весы



- Тип весов: прецизионные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 5.2
- Дискретность, г: 0.01
- Калибровка: внутренняя



Под заказ

Описание

Весы прецизионные OHAUS Adventurer AX5202 (5200 г, 0,01 г, внутренняя калибровка).

Весы OHAUS Adventurer незаменимы для повседневного взвешивания и измерений.

Цветной сенсорный дисплей с интерфейсом на основе пиктограмм и эргономичный дизайн делают работу с весами Adventurer максимально удобной. Различные варианты подключения внешних устройств и специализированные режимы взвешивания в сочетании с функцией AutoCal обеспечивают универсальность и гибкость при решении широкого круга задач. Прочная и компактная конструкция, весовая платформа большого размера и полноразмерный защитный чехол делают весы выгодным приобретением для лабораторий, промышленных предприятий и образовательных учреждений.

Особенности:

- цветной сенсорный дисплей;
- программируемые режимы адаптации к условиям окружающей среды;
- автоматическое тарирование;
- выбираемые пользователем точки калибровки;
- программная блокировка и сброс;
- настраиваемые параметры передачи и печати данных;
- настраиваемые идентификаторы проекта и пользователей;
- 9 языков интерфейса;
- два USB-порта.

Технические характеристики

Максимальная допустимая нагрузка, г

5 200

Дискретность, г

0,01

Размер платформы, мм

195x175

Внутренняя калибровка

AutoCal - автоматическая калибровка

Передача данных

RS232 (входит в комплект)

USB

USB-host

Размеры, мм

100x354x230

Дисплей

Полноцветный сенсорный дисплей VGA с высоким разрешением

Защитный чехол на дисплей

Входит в комплект

Линейность \pm , г

0,02

Минимальная масса (по USP, 0,1 %, стандартная), г

20

Масса нетто, кг

4,6

Конструкция платформы

Нержавеющая сталь

Электропитание

Блок питания переменного тока (в комплекте)

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ОНАУС

Тип весов

прецизионные

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг

5.2

Дискретность, г

0.01

Калибровка

внутренняя

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.