

## Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-10 и АЭ-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



**Ваша цена**

Розница  
**8 564 руб.**

Оптовая цена  
**8 235 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-10/АЭ-15

Охладитель дистиллята предназначен для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора медицинского электрического АЭ-10 и АЭ-15.

Устройство повышает безопасность эксплуатации оборудования и обеспечивает комфортную температуру дистиллята для дальнейшего использования в медицинских и лабораторных условиях.

Охладитель прост в установке и обслуживании, надёжно снижает температуру выходящей дистиллированной воды, предотвращая возможные ожоги и повышая общую эффективность работы аквадистиллятора.

#### Особенности

- Совместимость с аквадистилляторами Ливам АЭ-10 и АЭ-15.
- Эффективное снижение температуры дистиллята для безопасного использования.
- Надёжность и долговечность благодаря качественным материалам.
- Простота монтажа и эксплуатации.
- Минимальное техническое обслуживание.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аквадистилляторы Ливам АЭ-10, АЭ-15
Материал корпуса	Нержавеющая сталь и пластик
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	примерно 250 × 150 × 180 мм
Вес	около 3 кг
Потребляемая мощность	отсутствует (пассивное устройство)

#### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	260 мм
Максимальная ширина	160 мм
Максимальная высота	190 мм
Вес с упаковкой	4 кг

### Преимущества

Охладитель для аквадистилляторов Ливам АЭ-10 и АЭ-15 обладает рядом преимуществ, которые

делают его незаменимым аксессуаром для безопасной и эффективной работы с дистиллированной водой:

- Эффективное снижение температуры дистиллята — обеспечивает безопасность использования и предотвращает ожоги.
- Совместимость с моделями аквадистилляторов АЭ-10 и АЭ-15 — гарантия полной интеграции и корректной работы.
- Простота установки и обслуживания — минимизирует время и затраты на эксплуатацию оборудования.
- Компактные размеры — не занимает много места, легко размещается рядом с основным оборудованием.
- Надёжные материалы изготовления — обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии.
- Экологичность — устройство не требует дополнительного энергопотребления, работает пассивно.
- Повышение общей безопасности лабораторных и медицинских процессов — снижает риск аварийных ситуаций.
- Поддержка стандартов качества — соответствует требованиям медицинского оборудования.

Охладитель для АЭ-10 и АЭ-15 является важным компонентом системы дистилляции, обеспечивая комфорт и безопасность при использовании дистиллированной воды в медицинской практике.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Вес, кг	1
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.