

## Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-25

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



### Ваша цена

Розница  
**10 706 руб.**

Оптовая цена  
**10 294 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-25

Охладитель дистиллята — устройство, предназначенное для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-25. Это позволяет обеспечить безопасное и удобное использование дистиллята в различных медицинских и лабораторных процессах.

Охладитель выполнен из качественных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность эксплуатации. Устройство легко интегрируется с аквадистиллятором и не требует сложного обслуживания.

Благодаря компактным размерам охладитель удобно размещается в рабочей зоне, не занимая много места.

Использование охладителя снижает риск ожогов и повышает эффективность работы с дистиллированной водой в медицинских учреждениях.

### Особенности

- Эффективное снижение температуры дистиллята для безопасного использования.
- Компактный размер и удобство монтажа рядом с аквадистиллятором.
- Совместимость с моделью аквадистиллятора Ливам АЭ-25.
- Простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
- Высокое качество материалов и надежность конструкции.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Совместимость	Аквадистиллятор Ливам АЭ-25
Материал корпуса	Металл и пластик
Размеры (Д × Ш × В)	Зависит от модели аквадистиллятора
Назначение	Снижение температуры дистиллированной воды

## Преимущества

Охладитель дистиллята для АЭ-25 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым аксессуаром для безопасной и эффективной работы с дистиллированной водой:

- Эффективное снижение температуры дистиллята — предотвращает ожоги и обеспечивает комфортное использование.
- Совместимость с аквадистиллятором Ливам АЭ-25 — гарантирует оптимальную работу оборудования.
- Простота установки и обслуживания — минимизирует время и затраты на эксплуатацию.
- Компактные размеры — удобство размещения рядом с аквадистиллятором без увеличения

занимаемой площади.

- Надёжная конструкция – обеспечивает долговечность и стабильную работу в медицинских условиях.
- Безопасные материалы – соответствуют санитарным нормам и гарантируют качество дистиллята.
- Снижает тепловую нагрузку на оборудование – продлевает срок службы аквадистиллятора.
- Обеспечивает стабильную температуру дистиллированной воды – улучшает качество медицинских процедур.
- Экономичное энергопотребление – снижает эксплуатационные расходы.
- Простота интеграции в существующую систему – не требует дополнительных настроек и модификаций.

Охладитель для АЭ-25 является эффективным решением для повышения безопасности, удобства и качества работы с дистиллированной водой в медицинских учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Вес, кг	1.3
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.