

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 нерж (из нержавеющей стали)

Теплотерапия



- Рабочий объём, л: 40
- Диапазон температуры нагрева, °C: 30-80



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 нерж.

Парафинонагреватель Каскад-40 нерж. разработан специально для нагрева лечебной грязи и сохранения ее в определенном температурном режиме (от 30 до 80 °C). Подогретая лечебная грязь в дальнейшем используется во время проведения медицинских и косметических процедур.

Парафинонагреватель Каскад-40 нерж. состоит из:

- Наружного корпуса и крышки;
- Внутренней емкости;
- Кнопок регулировки температуры;
- Цифрового индикатора температуры;
- Переключателя «Сеть».

Внутренняя рабочая ёмкость Каскад-40 нерж. изготовлена из нержавеющей стали. Она рассчитана на термообработку до 40 л лечебной грязи. Нагрев внутренней ёмкости происходит при помощи плоских нагревателей из миканита с термостатом.

Внешний корпус парафинонагревателя выполнен из прочной стали с порошковым покрытием.

В нижней части корпуса парафинонагревателя расположены кнопки управления температурой и цифровой термометр. Благодаря кнопкам возможно плавное изменение температуры, цифровой табло показывает значение температуры.

Справа от управления температурой находится переключатель сети.

Максимальная температура нагрева парафинонагревателя — 80°C. Минимальная температура — 30°C.

Сверху парафинонагреватель Каскад-40 нерж. накрывается термостойкой крышкой.

Комплектация

- Парафинонагреватель КАСКАД-40 нерж.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества парафинонагревателя КАСКАД-40 нерж.

- Автоматическое поддержание температуры.
- Плавная регулировка температуры кнопками.
- Индикация температуры на цифровом табло.
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали.
- Стальной устойчивый корпус.
- Высокая надёжность нагревательных элементов.
- Отечественный запатентованный аппарат.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания	220 В

Потребляемая мощность, не более 1500 ВА
Диапазон температуры нагрева от 30° до 80°C
Ёмкость бака 40 л
Вес прибора 25 кг
Габариты 530×530×530 мм
Нагреваемый материал Лечебная грязь
Нормативный срок службы 5 лет

Преимущества

- Автоматическое поддержание установленной температуры в процессе нагрева лечебной грязи.
- Плавная регулировка температуры при помощи кнопочного управления.
- Цифровая индикация температуры для визуального контроля режима работы.
- Диапазон нагрева от +30 до +80 °С для различных методик термообработки.
- Внутренняя рабочая ёмкость из нержавеющей стали устойчива к нагреву и длительной эксплуатации.
- Рабочий объём до 40 л позволяет подготавливать значительное количество лечебной грязи.
- Плоские нагревательные элементы из миканита обеспечивают равномерный нагрев.
- Термостат поддерживает стабильность установленной температуры.
- Прочный внешний корпус со стойким порошковым покрытием.
- Термостойкая крышка способствует сохранению тепла внутри рабочей ёмкости.
- Удобное расположение органов управления на корпусе аппарата.
- Высокая надёжность нагревательной системы при регулярной эксплуатации.
- Подходит для использования в медицинских и косметологических учреждениях.
- Отечественная запатентованная конструкция.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Мед-Сервис
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024046.pdf
Рабочий объём, л	40
Диапазон температуры нагрева, °C	30-80
Габариты, мм	530×530×530
Вес, кг	25
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.