

Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 150 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 745 074 руб. 729 333 руб.**



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объём рабочей камеры, л: 150
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø 500 × 765
- Диапазон температур, °C: 105-132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 2,2

Товар участвует в акциях:

• Эксклюзив

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 150 V

Белаквилон ВА clave 150 V — лабораторный автоклав объёмом 150 литров, предназначенный для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением. Подходит для стерилизации посуды, растворов, инструментов, медицинских изделий, стеклянной лабораторной посуды и жидкостей, включая полые и обёрнутые предметы.

Автоклав используется в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лабораториях и лечебно-профилактических учреждениях. Паровая стерилизация эффективна против всех известных микроорганизмов и спор.

Управление автоклавом

Управляется с помощью сенсорной панели с цветным ЖКИ-дисплеем. Пользователь может задать параметры стерилизации: температуру и время.

На дисплее отображаются все текущие параметры процесса. Время нагрева до рабочей температуры зависит от загрузки и составляет в среднем 30–40 минут.

Подключение к коммуникациям

Автоклав автономный и не требует подключения к водопроводу и канализации, только к электричеству. Перед началом работы в прибор заливается дистиллированная вода. Конденсация осуществляется в пластиковую ёмкость, расположенную внизу прибора.

Материалы

Камера стерилизации, нагревательные элементы и датчики температуры выполнены из нержавеющей стали AISI 304L с электрохимической полировкой. Корпус выполнен из стали с порошковым покрытием.

Автоклав установлен на прочные колёса, два из которых оснащены тормозами для удобства перемещения. В комплект входят 2 бикса.



Безопасность работы

Температура контролируется электронным датчиком. При неплотном закрытии крышки автоклав не запускается. Встроенный предохранительный клапан защищает от перепадов давления. Звуковая и световая сигнализация оповещают об окончании цикла или неисправности.

Дополнительные опции

По отдельному заказу возможно исполнение с разъёмом RS-232 для подключения офисного принтера с COM-портом и поддержкой Direct Print. Разъём расположен на задней панели прибора.

Технические характеристики

Параметр3начение		
Ёмкость150 л		
Внутренние размеры (Ø × Г)Ø 500 × 765 мм		
Температура стерилизации105 – 132 °C		
Точность температуры±1 °C при 121 °C		
Нагревательный элемент2 × 3 кВт		
КонтроллерМикропроцессорный цифровой PID		
ДисплейЦветной ЖКИ touch-дисплей		
Рабочее давление1,2 бар (при 121 °C); 2,2 бар (при 132 °C)		
Датчик давления-1+4 бар		
Время стерилизации1 – 999 мин		
Биксы в комплекте2 шт. (КСК-18 Ø 390 × 190 мм)		
Наружные размеры (Д × Ш × В)755 × 955 × 1 200 мм		
Электропитание230 ± 10 % / 50 Гц / 26 A		

Преимущества

Паровой стерилизатор Белаквилон BA clave 150 V предлагает ряд преимуществ, которые делают его надёжным выбором для эффективной и безопасной стерилизации в медицинских учреждениях:

- Увеличенный объём камеры подходит для одновременной стерилизации большого количества инструментов или крупногабаритных изделий.
- ullet Автономная работа не требует подключения к водопроводу и канализации, только к электросети.
- ullet Интуитивное управление сенсорная панель с цветным ЖКИ-дисплеем обеспечивает удобный контроль всех параметров цикла.
- ullet Программируемые режимы возможность настройки индивидуальных параметров времени и температуры стерилизации.
- Материалы высокого качества камера из нержавеющей стали AISI 304L устойчива к коррозии и легко очишается.
- Высокая мобильность наличие прочных колёс с тормозами для удобства перемещения прибора внутри учреждения.
- Система безопасности автоматическая блокировка запуска при неплотно закрытой крышке, датчик давления, звуковая и световая сигнализация по завершении цикла.
- Универсальность применения стерилизация текстильных, металлических, пластиковых и комбинированных изделий.
- Дополнительные опции возможность подключения офисного принтера через разъём RS-232 для протоколирования циклов.
- Соответствие стандартам разработан в соответствии с современными требованиями к паровой стерилизации в клинической практике.

Белаквилон BA clave 150 V обеспечивает надёжную стерильность и простоту эксплуатации, что делает его оптимальным решением для медицинских центров с интенсивной нагрузкой.

Характеристики

Бренд	Белаквилон
Параметр:	Показатель:



Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	150
Размеры рабочей камеры, мм	Ø 500 × 765
Диапазон температур, °С	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Максимальное рабочее давление, МПа	2,2
Габариты, мм	755 × 955 × 1200
Электропитание, В	230
Страна производства	Беларусь

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.