

Паровой стерилизатор Stegler VK-18

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. VK-18



Ваша цена

Розница

35 984 руб.

Оптовая цена

34 545 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: с ручным управлением
- Объём рабочей камеры, л: 18
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø300×260

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Паровой стерилизатор Stegler VK-18

Лабораторный паровой автоклав VK-18 предназначен для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением, обеззараживания инфицированного материала, отработанных микробиологических культур, медицинских отходов. Он позволяет стерилизовать изделия не только снаружи, но и изнутри (полые и пористые изделия), а также обёрнутые, упакованные изделия, стеклянную лабораторную посуду и жидкости. Паровая стерилизация высокоэффективна против всех известных микроорганизмов, в том числе и патогенных, а также бактериальных спор.

Прибор представлен стерилизационной камерой с нагревательным элементом и двумя клапанами — предохранительным и выпускным. Система управления автоклавом состоит из регулятора давления и температуры и таймера с возможностью установки времени.

Преимущества

Преимущества VK-18

- Материал - нержавеющая сталь.
- Возможность установки времени работы.
- Тумблер включения предварительного нагрева.
- Тумблер включения основного режима работы.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

VK-18

Бренд

Stegler

Страна бренда	Китай
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	18
Размеры рабочей камеры, мм	Ø300×260
Габариты, мм	390×400×550
Вес, кг	16
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2000

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.