

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
760 000 руб.

Оптовая цена
659 545 руб.

ТЗМОИ

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 600
- Диапазон температур, °C: 110...132

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01 модернизированная версия

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01 – медицинский автоклав для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей, устойчивых к воздействию пара. В модернизированной версии автоматизированы все основные этапы стерилизации, что снижает риск ошибок и упрощает работу оператора.

Улучшена конструкция крышки, открытие и закрытие автоклава стало удобнее. Давление пара в камере поддерживается автоматически. Стерилизатор оснащён операторской панелью с монохромным ЖК дисплеем, новым прогревочным режимом и автоматическим парогасителем.

Особенности

- Автоматическое управление всех этапов стерилизации
- Удобная операторская панель с монохромным ЖК дисплеем
- Новый прогревочный режим
- Автоматический парогаситель
- Улучшенная конструкция крышки для удобного открытия и закрытия
- Два встроенных режима стерилизации: 132 °C – 20 мин и 120 °C – 45 мин

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Материал наружных панелей | Нержавеющая сталь |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь AISI 304 (08X18H10), толщина 3 мм |
| Материал водопаровой камеры | Нержавеющая сталь AISI 304 (08X18H10), толщина 2 мм |
| Материал крышки камеры | Нержавеющая сталь AISI 304 (08X18H10), толщина 3 мм |
| Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | Нержавеющая сталь, латунь, фторопласт |

| | |
|--|----------------------------|
| Объём стерилизационной камеры | 75 л |
| Стандартный режим 1 | 132 °С – 0,2 МПа – 20 мин |
| Стандартный режим 2 | 120 °С – 0,11 МПа – 45 мин |
| Точность поддержания температуры | ±2 °С |
| Режим прогревочный | Есть |
| Остаточная влажность простерилизованных материалов | Не более 2 % |

Преимущества

Стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной стерилизации медицинских материалов и инструментов:

- Автоматическое управление режимом стерилизации – минимизирует риск ошибок и упрощает работу оператора.
- Комфортный, быстрозাপорный механизм закрытия крышки стерилизатора – обеспечивает удобство и безопасность при эксплуатации.
- Панель оператора для отображения параметров цикла – позволяет контролировать все этапы процесса стерилизации.
- Прогревочный режим – обеспечивает подготовку камеры и материалов к основному циклу стерилизации.
- Два встроенных режима стерилизации: 132 °С – 20 мин и 120 °С – 45 мин – универсальность для разных типов материалов.
- Автоматический парогаситель – предотвращает лишнюю влажность и обеспечивает оптимальные условия после стерилизации.
- Высокая надёжность конструкции – корпус и камеры из нержавеющей стали AISI 304 с толщиной стенок до 3 мм.
- Удобная эксплуатация – все элементы управления и открытия крышки продуманы для комфортного использования.

Паровой стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01 – эффективное решение для медицинских учреждений, обеспечивающее безопасность, точность и удобство в повседневной работе.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-----------------------------------|--|
| Бренд | ТЗМОИ |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Для отделения стерилизации |
| Тип загрузки | вертикальный |
| Дополнительный функционал | есть режим вакуумной сушки, может работать автономно |
| Объём рабочей камеры, л | 75 |
| Размеры рабочей камеры, мм | Ø400 × 600 |
| Диапазон температур, °С | 110...132 |
| Габариты, мм | 700 × 560 × 1 150 |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Вес, кг | 120 |
| Электропитание, В | 220 ±22 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 000 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.