

Педиатрический пульсоксиметр TOPMED FP-10

Пульсоксиметры Арт. 8102-01-03X



Ваша цена

Розница

2 475 руб.

Оптовая цена

2 453 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Педиатрический пульсоксиметр TOPMED FP-10

Педиатрический пульсоксиметр TOPMED FP-10 предназначен для быстрого неинвазивного определения уровня насыщения крови кислородом (SpO_2) и частоты сердечных сокращений у детей от 2 лет и взрослых. Компактный прибор пальчикового типа позволяет выполнять измерения без использования внешнего датчика, обеспечивая высокую скорость получения результатов.

Модель подходит для применения в лечебно-профилактических учреждениях, службах скорой медицинской помощи, терапевтических отделениях, при проведении скрининговых обследований, а также в домашних условиях для контроля состояния пациентов при заболеваниях органов дыхания и во время восстановительного периода.

TOPMED FP-10 оснащён цветным светодиодным дисплеем с четырьмя режимами отображения информации. На экране отображаются уровень сатурации, частота пульса, плетизмограмма, шкала интенсивности пульса, индикатор пульса и уровня заряда батареи. Оригинальный дизайн корпуса в виде пингвина помогает проводить измерения у детей в игровой форме, снижая беспокойство маленьких пациентов.

После завершения измерения прибор автоматически отключается через 8 секунд, что способствует экономному расходу энергии. Питание осуществляется от двух батареек типа AAA. Пульсоксиметр поставляется в вариантах с поверкой и без поверки.

Особенности

- Пальчиковое исполнение без внешнего датчика.
- Предназначен для детей от 2 лет и взрослых.
- Быстрое определение уровня SpO_2 и частоты сердечных сокращений.
- Цветной светодиодный дисплей.
- Четыре режима отображения информации на экране.
- Отображение сатурации, частоты пульса, плетизмограммы, шкалы пульса, индикатора пульса и заряда батареи.
- Автоматическое отключение через 8 секунд после окончания измерения.
- Низкое энергопотребление.
- Питание от двух батареек типа AAA.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Оригинальный дизайн корпуса в виде пингвина для комфортного проведения измерений у детей.
- Поставляется в исполнении с поверкой или без поверки.

Показания к применению

- Контроль уровня насыщения крови кислородом и частоты пульса.
- Мониторинг состояния пациентов при заболеваниях органов дыхания.
- Контроль состояния после перенесённых острых заболеваний.
- Наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями в домашних условиях.
- Использование при скрининговых обследованиях.
- Применение в службах скорой медицинской помощи и стационарах.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Для детей от 2 лет и взрослых
Тип прибора	Пальчиковый пульсоксиметр
Дисплей	Цветной светодиодный
Количество режимов отображения	4
Диапазон измерения SpO ₂	0 – 99 %
Погрешность измерения SpO ₂	± 2 % (в диапазоне 70 – 99 %), в диапазоне 0 – 69 % не определена
Диапазон измерения пульса	25 – 250 уд/мин
Погрешность измерения пульса	± 1 уд/мин
Отображаемые параметры индикатор пульса, индикатор заряда батареи	SpO ₂ , частота пульса, плетизмограмма, шкала пульса,
Автоматическое отключение	Через 8 секунд после окончания измерения
Индикатор низкого уровня заряда батареи	Есть
Возможность подключения к ПК	Нет
Время работы от батареек	Не менее 30 ч
Гарантия производителя	12 месяцев

Комплект поставки

- Педиатрический пульсоксиметр TOPMED FP-10.
- Батарейки типа AAA – 2 шт.
- Шнурок для ношения прибора.
- Комплект эксплуатационной документации.

Преимущества

- Быстрое и неинвазивное измерение уровня сатурации крови и частоты пульса.
- Подходит для детей от 2 лет и взрослых.
- Компактная пальчиковая конструкция без использования внешнего датчика.
- Цветной светодиодный дисплей с четырьмя режимами отображения информации.
- Одновременное отображение SpO₂, частоты пульса, плетизмограммы, шкалы пульса и индикатора заряда батареи.
- Оригинальный дизайн корпуса в виде пингвина помогает проводить измерения у детей в игровой форме.
- Автоматическое отключение через 8 секунд после окончания измерения для экономии заряда батарей.
- Низкое энергопотребление обеспечивает продолжительную автономную работу.
- Работа от двух стандартных батареек типа AAA.
- Масса всего 50 г обеспечивает удобство ежедневного использования и транспортировки.
- Подходит для применения в лечебно-профилактических учреждениях, службах скорой медицинской помощи и в домашних условиях.
- Позволяет оперативно контролировать состояние пациентов при заболеваниях органов дыхания.
- Не вызывает дискомфорта во время проведения измерений.
- Поставляется в вариантах с поверкой и без поверки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	8102-01-03X
Бренд	TOPMED
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040771.pdf

Габариты, мм	53×29×30
Вес, кг	0.05
Электропитание, В	3, две батарейки, тип AAA
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.