

## Пипеточный дозатор Dlab TopPette 10 мкл

Дозаторы    Арт. 7010102019



**DLAB**

Под заказ

### Описание

#### Пипеточный дозатор Dlab TopPette 10 мкл

Dlab TopPette 10 мкл – 1-канальный пипеточный дозатор фиксированного объёма, частично автоклавируемый. Предназначен для точного дозирования жидкостей с динамической вязкостью до  $1,3 \cdot 10^{-3}$  Па  $\times$  с. Устройство используется в лабораториях различного профиля, включая медицинские учреждения.

Дозатор совместим с одноразовыми наконечниками и обеспечивает лёгкую калибровку и обслуживание. Эргономичный дизайн снижает нагрузку на кисть при повторяющихся действиях, а корпус из износостойкого пластика устойчив к воздействию химических веществ. Ось держателя наконечника может автоклавироваться, что повышает долговечность прибора.

#### Особенности

- Зарегистрирован в качестве медицинского изделия и средства измерения.
- Калибровка каждого дозатора перед отгрузкой.
- Эргономичный дизайн для снижения нагрузки на кисть.
- Корпус из износостойкого пластика, устойчивого к воздействию химических веществ.
- Ось держателя наконечника автоклавировается.
- Совместимость с широким ассортиментом наконечников.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Диапазон дозирования (тестируемый объём)	10 мкл
Наконечник	10 мкл
Точность (систематическая ошибка), % (мкл)	$\pm 0,8$ (0,08)
Воспроизводимость (СКО, случайная ошибка), % (мкл)	$\pm 0,8$ (0,08)
Максимальное число циклов	100 000
Длина	300 мм

### Преимущества

- Соответствие требованиям медицинских стандартов и GMP.
- Точность дозирования малых объёмов жидкостей.
- Частичная автоклавируемость для повышения долговечности.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на кисть при повторяющихся операциях.
- Корпус из износостойкого пластика, устойчивого к воздействию химических веществ.
- Совместимость с широким ассортиментом наконечников.
- Калибровка каждого дозатора перед отгрузкой гарантирует точность.
- Простота обслуживания и длительный срок службы механизма.
- 1-канальный дизайн облегчает работу в лабораториях различного профиля.

- Удобство и надёжность при ежедневной эксплуатации.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Артикул	7010102019
Бренд	DLAB Scientific
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032337.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032337.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.